



Bioblend®
Individueel en overtuigend

DENSPLY
PROSTHETICS

Bioblend porseleinen tanden

Vormenkaart

Bioblend – de esthetische porseleinen tand

Er zijn vele redenen om in de prothetiek porseleinen tanden te gebruiken. Bioblend tanden zijn hiervoor een goede keus, zowel voor volledige als partiële protheses. Ze zijn gegarandeerd kleurstabiel en slijtvast.

Bioblend tanden behouden hun functionaliteit, omdat ze tijdens het dragen niet veranderen. Vanzelfsprekend biedt deze moderne porseleinen tand de mogelijkheid tot individualisering. De tanden kunnen daarom perfect aangepast worden aan het nog bestaande gebit.

Bioblend tanden zijn verkrijgbaar in 7 basisvormen, die weer in verschillende groottes leverbaar zijn. In totaal heeft u de keus uit 42 boven- en 15 ondervormen. Deze hoeveelheid aan vormen en de 12 beschikbare kleuren garanderen dat voor ieder werkstuk de ideale tand beschikbaar is. Voor Bioblend is een speciale kleuren indicator beschikbaar, de Blend Selector.

Kleurentabel

(bij benadering)

V-Kleuren	Vergelijkbare Bioblend kleuren
A2	100 (is iets lichter)
A2	102 (is iets roder)
A2/B2	104 (zit er tussenin)
A3	108 (heeft iets minder snijmassa)
A3	110 (is iets lichter en geler)
A3/D3	112 (zit er tussenin)
A3/A3,5	109 (zit er tussenin)
A3,5/A4	118 (zit er tussenin)
B4	114
B4	116 (is iets roder)
C2/C3	113 (zit er tussenin)
D3	106 (is iets roder)








Articulatie tabel






Bovenvorm	Ondervorm
11 D	E
11 G	R
11 H	S
12 E	N
12 G	R
13 E	H
21 C	C
21 D	F
21 E	O
21 G	W
21 H	U
21 X	P
22 C	C
22 E	H
22 G	P
22 H	P
24 F	K
25 G	R
31 F	O
32 B	C
32 E	H
32 G	S
42 C	C
42 D	F
42 F	H
42 G	P
42 H	S
43 D	C
43 F	N
44 E	F
45 F	O
45 H	R
52 C	D
54 F	N
55 D	E
55 F	M
62 D	F
62 G	R
65 G	O
75 E	N
A 84	N

Biodent	Vergelijkbare Bioblend kleuren
20	100
20	102 (is iets roder)
16/21	104 (zit er tussenin)
23	106 (is iets roder)
23	108 (heeft iets minder snijmassa)
23	109
23	110 (is iets lichter en geler)
23	112 (is iets witter)
27	113 (is iets lichter)
31	114 (is lichter en geler)
31	118 (is donkerder en roder)








V-kleuren en Biodent kleuren die niet in de tabel staan, hebben geen vergelijkbare Bioblend kleur.






Bioblend Boventanden

Vorm		vierkant	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
11D			10,00	7,75	43,00
11G			10,75	8,50	47,00
11H			11,50	9,00	50,50
12E			10,00	8,25	46,00
12G			10,00	8,75	49,50
13E			9,50	8,00	43,50









Vorm		trapezium	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
21C			10,00	7,50	41,00
21D			10,00	8,00	43,50
21E			11,75	8,75	47,00
21G			11,50	9,25	51,00
21H			12,50	9,50	50,50
21J			12,00	9,75	53,50
21X			10,75	8,50	46,50










Bioblend Boventanden

Vorm		trapezium	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
22C			10,00	7,50	41,50
22E			10,50	8,25	44,50
22G			9,50	8,50	47,50
22H			12,00	9,00	49,50
24F			12,00	8,25	44,50
25G			10,50	8,50	47,50








Vorm		vierkant afgerond	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
31F			11,75	8,50	46,50
32B			9,00	7,25	40,50
32E			9,50	8,00	44,50
32G			11,25	8,75	49,00

Bioblend Boventanden









Vorm		driehoekig	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
42C			9,25	7,25	41,00
42D			10,00	7,75	43,00
42F			10,50	8,25	45,50
42G			10,00	8,50	47,50
42H			11,00	8,75	50,00
43D			8,50	7,75	41,50
43F			9,00	8,50	45,50

Vorm		driehoekig	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
44E			11,00	8,00	43,00
45F			10,50	8,75	47,00
45H			10,75	8,75	49,00
		trapezium afgerond			
52C			9,00	7,25	40,00
54F			11,50	8,50	45,50
55D			10,00	8,00	43,00
55F			10,50	8,25	45,50







Bioblend Boventanden



Vorm		Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
	 afgerond			
62D		10,00	7,75	41,50
62G		11,50	9,00	48,00
65G		11,00	8,75	47,50
	 vierkant-trapezium afgerond			
75E		10,75	8,00	46,00
A84		11,00	8,00	43,50

Bioblend Ondertanden



Vorm		Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
	 ondertanden			
C		9,00	4,75	32,00
D		8,50	4,50	31,00
E		8,75	4,50	32,50
F		8,75	4,50	32,50
H		8,25	4,75	32,50
K		9,25	4,75	33,00
K1		11,25	5,50	39,00

Bioblend Ondertanden

Vorm	ondertanden	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
M		8,50	5,00	34,00
N		9,00	4,75	34,00
O		9,75	5,25	36,00
P		8,50	5,25	35,50
R		9,50	5,00	36,00
S		9,25	5,50	38,50

Vorm	ondertanden	Lengte van de centrale zonder hals in mm	Breedte van de centrale in mm	Breedte van de gehele garnituur in mm
U		10,00	5,50	38,00
W		10,50	5,50	32,50

Verkoop via:



DENTSPLY Prosthetics Benelux
Postbus 238
1620 AE Hoorn

Tel. +31(0)229 25 90 10
prosthetics-bnl@dentsply.com
www.DentsplyProsthetics.com

DENTSPLY
PROSTHETICS

rev. aug2013