



Life
intensively
formed in
esthetics



artegral[®] Life

CBI[®]

System Formenkarte

System Mould Chart

Sistema Tabella forme

Sistema Ficha de formas

Système Carte de formes



C-Form



B-Form



CL

① 49,2
② 12,0
③ 8,8
④ 40,0
⑤ 35,0



CM

① 46,4
② 11,0
③ 8,3
④ 39,0
⑤ 34,5



CS

① 43,3
② 10,3
③ 7,7
④ 36,0
⑤ 32,5



UCL

① 38,7
② 11,7
③ 5,9



UCM

① 37,0
② 11,0
③ 5,7



UCS

① 35,0
② 10,6
③ 5,3



BXL

① 53,6
② 13,0
③ 10,0
④ 45,5
⑤ 38,1



BL

① 49,9
② 11,6
③ 9,3
④ 41,5
⑤ 36,0



BM

① 47,2
② 10,8
③ 8,8
④ 39,5
⑤ 35,0



BS

① 43,6
② 10,2
③ 8,1
④ 36,0
⑤ 32,5



UBL

① 39,6
② 10,1
③ 5,8



UBM

① 38,2
② 9,8
③ 5,6




UBS




① 35,3
② 8,7
③ 5,2



XL



L








BO-Form



BI-Form



artegral® Life



Fünf-Schicht-Aufbau
 Five-layer set-up
 Struttura a cinque strati
 Estructura de cinco capas
 Structure à cinq couches



Vier-Schicht-Aufbau
 Four-layer set-up
 Struttura a quattro strati
 Estructura de cuatro capas
 Structure à quatre couches

I-Form



IT-Form



IXL

① 53,6
② 13,2
③ 9,9
④ 44,5
⑤ 37,6



IL

① 47,0
② 12,5
③ 8,8
④ 39,5
⑤ 35,0



IM

① 44,4
② 11,2
③ 8,3
④ 37,5
⑤ 33,0



IS

① 41,8
② 10,8
③ 7,8
④ 34,0
⑤ 31,0



ITL

① 48,1
② 12,0
③ 8,8
④ 39,0
⑤ 34,5



ITM

① 45,0
② 11,3
③ 8,2
④ 37,5
⑤ 35,0



ITS

① 41,9
② 10,7
③ 7,7
④ 34,0
⑤ 32,5



UIL

① 37,7
② 11,6
③ 5,7



UIM

① 35,3
② 10,4
③ 5,3




UIS

① 33,4
② 10,0
③ 5,0






XS



Made in Germany

OMP-N®

Organic Modified Polymer-Network



PSG®
Patented
Preventive
Shift Groove

16 V-Farben /shades/colori/colores/couleurs A1-D4

4 Bleach-Farben /shades/colori/colores/couleurs BL1-BL4



C L
C M
C S

UC L
UC M
UC S

L/XL
M
S/XS

B XL
B L
B M
B S

UB XL
UB L
UB M
UB S

XL
L/XL
M
S/XS

BO L
BO M
BO S

UBI L
UBI M
UBI S

L/XL
M
S/XS

BI L
BI M
BI S

UBI L
UBI M
UBI S

L/XL
M
S

I XL
I L
I M
I S


UB XL
UI L
UI M
UI S

XL
L
M
S/XS


IT L
IT M
IT S

UI L
UI M
UI S

L
M
S/XS



Das Diagramm basiert auf / Graph based on
Ghazal et al.: Two-body wear of resin and ceramic denture teeth in comparison to human enamel.
Dental Materials 4 (2007) 24, p. 502-507



* Mittelwert aus 4 markt gängigen dentalen Polymethylmethacrylaten

** Mittelwert aus 4 markt gängigen dentalen Komposit-Werkstoffen

* Average value taken from 4 commercially available polymethyl methacrylates

** Average value taken from 4 commercially available composite materials

Quelle: Merz Dental, Forschung und Entwicklung / Source: Merz Dental, R&D

Die Formenkarte entspricht EN ISO 22112 / The mould chart complies with EN ISO 22112

La scheda delle forme rispetta la norma EN ISO 22112 / La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112


La carte des formes répond à la norme EN ISO 22112

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. / Safety data sheet available on request.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. / Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

- C** cervical-betont
Markanz, Härte, maskulin
- B** body-betont
Harmonie, neutral
- I** inzisal-betont
Grazie, Eleganz, feminine



Form C

ENGLISH

- C** cervical emphasized
striking, firm, masculine
- B** body emphasized
harmonious, neutral
- I** incisal emphasized
grace, elegance, feminine



Form B

ITALIANO

- C** cervicale
forma marcata, maschile,
ispira durezza
- B** corporea
forma armoniosa, neutrale
- I** incisale
forma aggraziata, elegante,
femminile



Form BO



Form BI

ESPAÑOL

- C** acento cervical
marcado, dureza, masculina
- B** acento en el cuerpo
armonía, neutralidad
- I** acento incisivo
gracia, elegancia, feminidad



Form I

FRANÇAIS

- C** accentuation cervicale
angulosité, force, masculinité
- B** accentuation corps
harmonie, neutralité
- I** accentuation incisive
grâce, élégance, féminité



Form IT



Merz Dental GmbH

Eetzweg 20 24321 Lütjenburg, Germany

Tel + 49 (0) 4381 / 403-0

Fax + 49 (0) 4381 / 403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

CE 0482

