

The Modern Art Of Teeth



CBI®

System Formenkarte
System Mould Chart
Sistema Tabella forme
Sistema Ficha de formas
Système Carte de formes



E D I T I O N
Polystar® Collection



C-Form

Polystar® EDITION Selection

CL2

51,3
12,5
9,1
43,0



BL2

48,2
11,7
9,1
40,0



CM2

47,3
10,0
8,6
39,0



BM2

47,6
11,1
9,0
39,0



CM4

45,1
10,2
8,3
37,0



BM4

45,7
10,8
8,6
37,0



CM6

46,8
9,5
8,6
38,0



BM6

43,3
10,6
8,0
35,0



CS2

41,7
8,8
7,5
35,0



BS2

39,8
9,2
7,5
32,0



FRONTZÄHNE/ANTERIORS/ANTÉRIEURES/ANTERIORI/ANTERIORES

OMP-N®- Organic Modified Polymer Network

US4

33,6
8,7
5,0



US2

35,0
9,2
5,0



UM10

35,8
8,3
5,6



SEITENZÄHNE/POSTERIORS/POSTÉRIEURES/POSTERIORI/POSTERIORES

OMP-N®- Organic Modified Polymer Network & **HMP-N®**- Highly Modified Polymer Network

S

29,2




M

31,0



Toleranz ± 1,5 %



Vier-Schicht-Aufbau

Four-layer set-up

Struttura a quattro strati

Estructura de cuatro capas

Structure à quatre couches



BI-Form





I-Form




16 V-Farben/shades/colori/colores/coleurs A1-D4

4 Bleach-Farben/shades/colori/colores/coleurs BL1-BL4



PSG®
Patented
Preventive
Shift Groove



Das CBI® System

The CBI® system IL sistema CBI®

EL sistema CBI® Le système CBI®



Form C = cervical-betont
Markanz, Härte, Maskulin

Form B = body-betont
Harmonie, Neutral

Form I = inzisal-betont
Grazie, Eleganz, Feminin

ENGLISH

Form C = cervical emphasized
striking, firm, masculine

Form B = body emphasized
harmonious, neutral

Form I = incisal emphasized
grace, elegance, feminine

ITALIANO

Forma C = cervicale
forma marcata, maschile, ispira durezza

Forma B = corporea
forma armoniosa, neutrale

Forma I = incisale
forma aggraziata, elegante, femminile

ESPAGNOL

Forma C = acento cervical
marcado, dureza, masculine

Forma B = acento en el cuerpo
armonía, neutralidad




Forma I = acento incisivo
gracia, elegancia, feminidad

FRANCAIS

Forme C = accentuation cervicale
angulosité, force, masculinité

Forme B = accentuation corps
harmonie, neutralité

Forme I = accentuation incisive
grâce, élégance, féminité





Lebendige Reflexe
Prägnante Schmelzleisten
Harmonische keramikähnliche Schichtung

ENGLISH
Lively reflection
Concise enamel structure
Harmonical ceramic-like layering

ITALIANO
Riflessi vivi grazie al rilievo
Cresta di smalto caratteristica
Stratificazione armoniosa e simile alla ceramica

ESPAÑOL
Reflejos de la luz naturales
Aristas del esmalte pronunciadas
Estratificación similar a la cerámica

FRANCAIS
Des reflexes vives
Des bords libre accentués
Stratification harmonieuse semblable à la cérmique

Polystar®
Edition Selection



EDITION

Artikulationstabelle · Cross reference chart

Tabella di articolazione · Tabla de articulación · Table d'articulation




| | | |
|-------|----------------------------|--------|
| CL 2 | UL 2 / UL 4 | XL / L |
| CM 2 | UM 2 / UM 4 / UM 8 / UM 10 | L / M |
| CM 4 | UM 4 / UM 2 | M |
| CM 6 | UM 6 / US 2 | M / S |
| CS 2 | US 2 / US 4 | S |
| BL 2 | UL 2 / UL 4 / UM 4 | XL / L |
| BM 2 | UM 2 / UM 4 / UM 8 / UM 10 | L / M |
| BM 4 | UM 4 / UM 2 | M |
| BM 6 | UM 6 / US 2 | M / S |
| BS 2 | US 2 / US 4 | S |
| BIL 1 | UL 2 | XL |
| BIL 2 | UL 2 / UL 4 | L |
| BIM 2 | UM 2 / UM 4 / UM 8 / UM 10 | L / M |
| BIM 4 | UM 4 / UM 2 | M |
| BIM 6 | UM 6 / US 2 | M / S |
| BIS 2 | US 2 / US 4 | S |
| IL 2 | UL 2 / UL 4 | L |
| IM 2 | UM 2 / UM 4 / UM 8 / UM 10 | L / M |
| IM 4 | UM 4 / UM 2 | M |
| IM 6 | UM 6 / US 2 | M / S |
| IS 2 | US 2 / US 4 | S |

OMP-N® Organic Modified Polymer Network



HMP-N®

Highly Modified Polymer Network



Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Safety data sheet available on request.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Die Formenkarte entspricht EN ISO 22112:2006

The mould chart complies with EN ISO 22112:2006

La scheda delle forme rispetta la norma EN ISO 22112:2006

La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112:2006

La carte des formes répond à EN ISO 22112:2006

Made in Germany

Merz Dental GmbH

Eetzweg 20 24321 Lütjenburg, Germany

Tel +49 (0) 4381/403-0

Fax +49 (0) 4381/403-403

www.merz-dental.de

EN ISO 13485

CE 0482

MERZ
DENTAL