



Auf den Punkt gebracht

Exactly to the point

Mis au point

Tutti i punti al loro posto

A punctero

Formenkarte

Mould Chart

Carte de formes

Tabella forme

Ficha de formas

Seitenzahn    Posterior    Postérieure    Posteriore    Posterior    **DeltaForm**<sup>®</sup>




# DeltaForm®

Auf den Punkt gebracht

Exactly to the point

Mis au point



- Einfaches und effizientes Aufstellen
- Simplified and efficient set-up
- Montage des dents simplifier et efficace
- Montaggio facile ed efficiente
- Montaje de dientes simplificado y eficiente
- Patentierte basale Rille (PSG®) verhindert Verdrehen und Kippen bei der Wachsaufstellung
- Patented basal groove, Preventive Shift Groove® (PSG®), prevents rotation and tilting when preparing the wax-up
- Rainure basale brevetée. Preventive Shift Groove® (PSG®) empêche la rotation et le basculement lors du montage de cire
- La scanalatura basale brevettata, Preventive Shift Groove® (PSG®), impedisce la torsione e l'inclinazione durante il wax-up
- Ranura basal patentada, Preventive Shift Groove® (PSG®), que evita la torsión e inclinación durante el montaje de cera
- Minimales Einschleifen
- Minimised grinding-in
- Meulage sélective minimisé
- Molaggio occlusale ridotto
- Minimo de ajuste oclusal
- Geringe Horizontalschübe
- Less horizontal forces
- Forces horizontal reduites
- Spinte orizzontali minori
- Fuerzas horizontales reducidas
- Hohe Kaustabilität
- High masticatory stability
- Haute stabilité masticatrice
- Un' elevata stabilità masticatoria
- Alta estabilidad masticatrice

Erhältlich in 16 V-Farben A1-D4; Bleach BL1-BL4  
Available in 16 V shades A1-D4; Bleach BL1-BL4  
Disponible en 16 V couleurs A1-D4; Bleach BL1-BL4  
Disponibile in 16 colori V A1-D4; Bleach BL1-BL4  
Disponible en todos los 16 colores según V A1-D4;  
Bleach BL1-BL4


Die Formenkarte entspricht EN ISO 22112 : 2006  
The mould chart complies with EN ISO 22112 : 2006  
La carte des formes répond à EN ISO 22112 : 2006  
La scheda delle forme rispetta la norma EN ISO 22112 : 2006  
La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112 : 2006

Made in Germany



Tutti i punti al loro posto

A punctero



**XL**





**L**




**M**



**S**



**XS**




Schichtschema

Layer configuration

Schéma de couches


Schema di stratificazione

Esquema de capas





Merz Dental GmbH  
Eetzweg 20, 24321 Lütjenburg, Germany  
Telefon (04381) 403-417, -418, -431  
Telefax (04381) 403-403  
www.merz-dental.de · info@merz-dental.de



Merz Dental ist zertifiziert  
nach DIN EN ISO 9001/DIN EN ISO 13485  
und bietet dadurch die Sicherheit und die Vorteile eines  
zukunftsweisenden Qualitätsmanagement-Systems.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

CE 0482