

# Der Michelangelo unter den Zähnen



The Michelangelo of teeth



integrai<sup>®</sup>

CBI<sup>®</sup> System Formenkarte  
CBI<sup>®</sup> System Mould Chart  
CBI<sup>®</sup> Sistema Tabella forme  
CBI<sup>®</sup> Sistema Ficha de formas  
CBI<sup>®</sup> Système Carte de formes





# integral®

## Der Zahn mit natürlicher Vitalität

### ► Natürlichkeit und Funktionalität

sind die überzeugenden Eigenschaften des integral®. An seine Entwicklung wurden allerhöchste Ansprüche gestellt.

Der aufwändige Schichtaufbau orientiert sich mit seinen charakteristischen Dentinflingen, dem opaleszierenden Transparentsaum sowie dem durch die naturgetreue Lichtbrechung an der Inzisalkante entstehenden Abschlussaum konsequent an seinem Vorbild, dem natürlichen Zahn.

### Individuell. Natürlich. Perfekt.

- Naturgetreue Zahnformen, einschließlich der Palatinalflächen und Wurzelansätze.
- Eindeutige Zentrikfindung.
- "Immediate side shift" und "freedom in centric" schonen das Prothesenlager.
- Gestalterisches Potenzial, naturgetreue Oberflächenstruktur mit natürlicher, transparenter Farbgebung für höchste Ansprüche - integral®.



ENGLISH

# The natural tooth

ITALIANO

# Il dente

la vitalità della natura

# Der Michelangelo

## Natural appearance and function

are the convincing characteristics of the integral®. Highest demanding standards for natural aesthetics were set during its development.

With its characteristic dentine fingers, the opalescent transparent edge and the end edge created by the natural refraction at the incisal edge, the complex layer composition is consistently oriented on its natural role model - the natural tooth.

## Individual. Natural. Perfect.

- True reproduction of natural shapes, including palatal area and roots.
- Defined centric occlusion.
- "Immediate side shift" and "freedom in centric" save alveolar bone and gums.
- Artistic potential, natural surface structure with natural, transparent colours beyond all expectations - integral®.


## Naturalezza e funzionalità

sono le caratteristiche vincenti dei denti integral®. Nel loro processo di sviluppo abbiamo puntato all'eccellenza.

La colorazione dei denti riproduce le caratteristiche del dente naturale: i caratteristici mammeloni, il margine opalescente trasparente e la cresta incisiva dovuta alla rifrazione della luce sul margine estremo del dente stesso.


## Caratterizzazione. Naturalezza. Perfezione.

- Le forme dei denti inclusa la superficie palatina e l'attaccatura della radice sono simili a quelle presenti in natura.
- Determinazione centrica inequivocabile.
- Movimento laterale immediato e libertà in centrica a salvaguardia della protesi.
- Potenziale plastico, riproduzione fedele delle strutture superficiali con tonalità naturale e trasparente per ogni tipo di esigenza - integral®.





## OMP-N® Organic Modified Polymer-Network

Einfach vernetztes Polymer  
Conventional Acrylic Material  
Single Cross-Linked Polymer



OMP-N®  
Organic Modified  
Polymer Network



OMP-N® info: [www.merz-dental.de](http://www.merz-dental.de)

**integral®**

ESPAÑOL

# El diente

con vitalidad natural

FRANÇAIS

# La dent

à vitalité naturelle

# unter den Zähnen

## La naturalidad y la funcionalidad

son las convincentes cualidades del diente integral®. En su desarrollo se han tenido en cuenta las máximas exigencias.

La elaborada formación de capas se orienta consecuentemente a su modelo natural, el diente natural, con sus característicos «dedos» de dentina, el borde transparentes y opalescentes así como con la refracción natural de la luz que se produce en el borde de cierre del canto incisivo.

## Naturel et fonctionnalité

sont les principaux traits de l'incisive integral®. Son développement a été entouré des plus hautes exigences.

La structure multicouche très élaborée, aux incrustations caractéristiques de dentine, à transparence périphérique opalescente et à liseré terminal de l'arête incisale soulignée par la réfraction naturelle de la lumière, s'inspire intégralement de son modèle, la dent naturelle.

## Individual. Natural. Perfecto.


- Forma de dientes idéntica a la naturaleza, incluyendo las superficies palatinas y las inserciones radiculares.
- Localización inequívoca de la relación céntrica.
- "Immediate side shift" y "freedom in centric" protegen el área de apoyo de la prótesis (tegumento).
- Potencial de diseño, estructura de la superficie fiel a la naturaleza con color natural, transparente, para la mayor exigencia: integral®.



Herkömmlicher  
Kunststoffzahn

Other Tooth Brand

OMP-N®



OMP-N® - Natürliche Lichtbrechung / Natural light refraction

## Individualité. Naturel. Perfection.

- La forme s'inspire de la morphologie dentaire naturelle, y compris les faces palatines et le collet.
- Relation centrée convaincante grâce.
- Le "side shift" immédiat et une certaine liberté de mouvement en position centre préviennent la sollicitation des tissus.
- Enorme potentiel de conception, structure de surface fidèle à la nature en teinte transparente et naturelle pour répondre aux plus hautes exigences - integral®.



## Das CBI® System

The CBI® system IL sistema CBI®

El sistema CBI® Le système CBI®


- C** cervical-betont  
Markanz, Härte, Maskulin
- B** body-betont  
Harmonie, Neutral
- I** inzisal-betont  
Grazie, Eleganz, Feminin



Form C

### ENGLISH


- C** cervical emphasized  
striking, firm, masculine
- B** body emphasized  
harmonious, neutral
- I** incisal emphasized  
grace, elegance, feminine



Form B

### ITALIANO


- C** cervicale  
forma marcata, maschile,  
ispira durezza
- B** corporea  
forma armoniosa, neutrale
- I** incisale  
forma aggraziata, elegante, femminile



Form I

### ESPAÑOL

- C** acento cervical  
marcado, dureza, masculino
- B** acento en el cuerpo  
armonía, neutralidad
- I** acento incisivo  
gracia, elegancia, feminidad



international standard  
[www.a-dshadeguide.com](http://www.a-dshadeguide.com)

### FRANCAIS




- C** accentuation cervicale  
angulosité, force, masculinité
- B** accentuation corps  
harmonie, neutralité
- I** accentuation incisive  
grâce, élégance, féminité

A-D Shade Guide Basic A1-D4	REF 1090196
A-D Shade Guide Bleach BL1-BL4	REF 1090197
A-D Shade Guide Basic + Bleach	REF 1090195

# I-Form



integral®



## C-Form



integral®


## B-Form



Sondergröße / Special size / Forma speciale  
Tamaño especial / Dimension spéciale



Fünf-Schicht-Aufbau  
Five-layer set-up  
Struttura a cinque strati  
Estructura de cinco capas  
Structure à cinq couches




Vier-Schicht-Aufbau  
Four-layer set-up  
Struttura a quattro strati  
Estructura de cuatro capas  
Structure à quatre couches

# integral®

Artikulationstabelle · Cross reference chart

Tabella di articolazione

Tabla de articulación · Table d'articulation



CL	UCL	L (M)
CM	UCM	M (S)
CS	UCS	S (XS)
BL	UBL (UBL)	L (M)
BM	UBM	M (S)
BS	UBS	S (XS)
BXS	UBXS	XS (S)
IL	UIL	L (M)
IM	UIM	M (S)
IS	UIS	S (XS)



CE 0482

Die Formenkarte entspricht EN ISO 22112 : 2006

The mould chart complies with EN ISO 22112 : 2006

La scheda delle forme rispetta la norma EN ISO 22112 : 2006

La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112 : 2006

La carte des formes répond à EN ISO 22112 : 2006

**Merz Dental GmbH**

Eetzweg 20, 24321 Lütjenburg / Germany

Tel +49 (0) 43 81 / 403-0

Fax +49 (0) 43 81 / 403-403

[www.merzdental.de](http://www.merzdental.de)

[info@merzdental.de](mailto:info@merzdental.de)

