

The Modern Art Of Teeth



CBI® System Formenkarte
CBI® System Mould Chart
CBI® Sistema Tabella forme
CBI® Sistema Ficha de formas
CBI® Système Carte de formes



Polystar®
EDITION
Selection



Lebendige Reflexe
Prägnante Schmelzleisten
Harmonische keramikähnliche Schichtung

ENGLISH

Lively reflection
Concise enamel structure
Harmonical ceramic-like layering

ITALIANO


Riflessi vivi grazie al rilievo
Cresta di smalto caratteristica
Stratificazione armoniosa e simile alla ceramica

ESPAGNOL

Reflejos de la luz naturales
Aristas del esmalte pronunciadas
Estratificación similar a la cerámica

FRANCAIS

Des reflexes vives
Des bords libre accentués
Stratification harmonieuse semblable a la cérmique



Schichtschema
Layer configuration
Schema di stratificazione
Esquema de capas
Schéma de couches

EDITION

Polystar®
Selection



E D I T I O N

Artikulationstabelle · Cross reference chart

Tabella di articolazione · Tabla de articulación · Table d'articulation

Polystar® Selection Edition



CL 2
CM 2
CM 4
CM 6
CS 2
BL 2
BM 2
BM 4
BM 6
BS 2
BIL 2
BIM 2
BIM 4
BIM 6
BIS 2
IL 2
IM 2
IM 4
IM 6
IS 2

Polystar® Selection Edition




UL 2 / UL 4
UM 2 / UM 4
UM 4 / UM 2
UM 6 / US 2
US 2
UL 2 / UL 4, UM 4
UM 2 / UM 4
UM 4 / UM 2
UM 6 / US 2
US 2
UL 2 / UL 4
UM 2 / UM 4
UM 4 / UM 2
UM 6 / US 2
US 2
UL 2 / UL 4
UM 2 / UM 4
UM 4 / UM 2
UM 6 / US 2
US 2

Polystar® Selection



XL / L
L / M
M
M / S
S
XL / L
L / M
M
M / S
S
L
L / M
M
M / S
S
L
L / M
M
M / S
S

Erhältlich in 16 V-Farben A1-D4; 4 Bleach-Farben BL1-BL4, available in 16 V shades A1-D4; 4 Bleach shades BL1-BL4,
disponibile in 16 colori V A1-D4; 4 Bleach colori BL1-BL4, disponible en todos los 16 colores según V A1-D4; 4 Bleach colores BL1-BL4,
disponible en 16 V couleurs A1-D4; 4 Bleach couleurs BL1-BL4



Die Formenkarte entspricht EN ISO 22112 : 2006
The mould chart complies with EN ISO 22112 : 2006
La scheda delle forme rispetta la norma EN ISO 22112 : 2006
La tarjeta de forma es conforme a EN ISO 22112 : 2006
La carte des formes répond à EN ISO 22112 : 2006

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20, 24321 Lütjenburg, Germany
Tel +49 (0) 43 81 / 403-417, -418, -431
Fax +49 (0) 43 81 / 403-403
www.merz-dental.de
info@merz-dental.de

CE 0482

MERZ
DENTAL

Polystar® EDITION *Selection*

Form
C

CL2

51,3
12,5
9,1
43,0



CM2

47,3
10,0
8,6
39,0



CM4

45,1
10,2
8,3
37,0




CM6

46,8
9,5
8,6
38,0



CS2

41,7
8,8
7,5
35,0



Form
B

BL2

48,2
11,7
9,1
40,0



BM2

47,6
11,1
9,0
39,0



BM4

45,7
10,8
8,6
37,0




BM6

43,3
10,6
8,0
35,0




BS2

39,8
9,2
7,5
32,0



BIL2

① 46,2
② 11,2
③ 8,7
④ 39,0



Made in Germany

The Modern Art Of Teeth



Form
BI

BIL2

46,2
11,2
8,7
39,0




BIM2

46,4
10,2
8,1
38,0



BIM4

45,6
10,3
8,3
38,0



BIM6

44,4
10,0
8,2
37,0



BIS2

42,2
9,8
7,7
35,0



Form
I


IL2

47,2
10,0
8,6
39,0



IM2

47,7
10,2
8,9
39,0



IM4

45,5
10,4
8,4
39,0




IM6

44,6
9,4
8,1
37,0



IS2

42,2
8,8
7,7
35,0



UL2

38,6
11,5
5,7



UL4

38,0
10,5
5,3



UM2

35,5
9,3
5,2



UM4

37,6
9,8
5,6




UM6

35,1
9,3
5,3



US2

35,0
9,2
5,0



CBI®


Das CBI® System

The CBI® system

IL sistema CBI®

EL sistema CBI®

Le système CBI®



Form C = cervical-betont
Markanz, Härte, Maskulin

Form B = body-betont
Harmonie, Neutral

Form I = incisal-betont
Grazie, Eleganz, Feminin

ENGLISH

Form C = cervical emphasized
striking, firm, masculine

Form B = body emphasized
harmonious, neutral

Form I = incisal emphasized
grace, elegance, feminine

ITALIANO

Forma C = cervicale
forma marcata, maschile, ispira durezza

Forma B = corporea
forma armoniosa, neutrale

Forma I = incisale
forma aggraziata, elegante, femminile

ESPAÑOL

Forma C = acento cervical
marcado, dureza, masculine

Forma B = acento en el cuerpo
armonía, neutralidad

Forma I = acento incisivo
gracia, elegancia, feminidad

FRANCAIS

Forme C = accentuation cervicale
angulosité, force, masculinité

Forme B = accentuation corps
harmonie, neutralité

Forme I = accentuation incisive
grâce, élégance, féminité

