

Bioplus Boventanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1-D4)



Leptosoom

Vorm

Breedte van het gehele
garnituur in mm
Lengte van de centrale
zonder hals in mm
Breedte van de centrale
in mm

L22



41,5 10,0 7,8

L23



42,0 9,5 8,0

L31



43,0 9,5 8,3

L32



43,0 10,0 8,0

L36



43,0 10,0 8,2

L46



44,0 10,0 8,5

L50



44,5 10,5 8,3

L51



44,5 10,0 8,6

L61



45,5 10,5 8,2

L64



45,5 10,5 8,7

L65



45,5 11,0 8,6



Leptosoom


Vorm



Atletisch

Breedte van het gehele
garnituur in mm
Lengte van de centrale
zonder hals in mm
Breedte van de centrale
in mm

L68



46,5 11,0 9,0

L80



47,0 10,0 9,2

L81



48,0 11,0 9,0

L90



48,5 11,0 9,4

L96



48,0 11,5 9,0

L99



50,0 13,0 9,6

A47



43,5 9,0 8,0

A48



44,5 9,5 8,4

A52



44,0 9,5 8,4

A58



45,5 10,0 8,4

A68



46,0 10,0 8,6

Bioplus Boventanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1-D4)



Atletisch



Pykinisch

Vorm

Breedte van het gehele
garnituur in mm
Lengte van de centrale
zonder hals in mm
Breedte van de centrale
in mm

A85		47,5	10,5	8,8
A97		49,0	10,5	9,5
P26		42,0	9,5	7,8
P33		43,0	9,5	8,0
P40		44,0	9,5	8,0
P53		44,5	10,0	7,8
P64		46,0	10,0	8,7

Bioplus Ondertanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1-D4)

U11		31,5	7,5	4,7
U21		32,5	8,0	5,0
U24		33,0	9,0	4,9

Breedte van het gehele
garnituur in mm
Lengte van de centrale
zonder hals in mm
Breedte van de centrale
in mm

U33		34,0	9,0	4,9
U42		35,0	8,5	5,3
U52		36,0	8,5	5,7
U53		35,0	9,0	5,3
U54		35,5	9,0	5,5
U63		36,5	8,5	5,6
U74		38,0	9,5	5,9
U75		37,5	9,5	5,9
U76		38,0	10,0	5,5
U84		38,0	9,5	5,8
U85		38,0	11,5	5,7
U97		40,5	11,0	6,2

Artiplus Molaren

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1–D4)

Breedte van het halve
garnituur in mm
Breedte van de eerste
molaar in mm

28		27,0	8,2
		28,0	7,4
30		29,0	8,2
		30,0	7,2
31		30,0	8,8
		31,0	8,6
33		32,0	8,7
		33,0	8,3
34		33,0	9,9
		34,0	9,1
36		35,0	10,8
		36,0	9,6

Combinatietabel

Bioplus anteriors		Artiplus posteriors	BioStabil posteriors
Boven-tanden	Onder-tanden		
L22	U11, U21	31, 33	31, 32
L23			
L31	U21, U24, U42	33	33
L32			
L36	U33, U42, U52	33, 34	33, 34
L46	U33, U52, U53	34	34
L50	U33, U53		
L51	U42, U52, U54	33, 34	
L61	U53, U54	34	
L64	U53, U54, U63		
L65	U54, U63, U74	34, 36	
L68			
L80		34	
L81	U54, U63, U75	34, 36	36
L90	U74, U75, U84		35, 36
L96	U75, U76, U84		
L99	U85, U97	36	37
A47	U21, U24, U42	31, 33	31
A48	U21, U42, U52		33
A52	U21, U24, U42		32, 33
A58	U42, U52, U53	34	34
A68	U52, U53, U63		
A85	U54, U63, U74		
A97	U74, U84	36	34, 36
P26	U21, U11	31, 33	31, 32
P33	U24, U42, U52		33
P40			
P53	U42, U52, U53	33, 34	33, 34
P64		34	

BioStabil Molaren

Verkrijgbaar in 18 Biodent kleuren (10-41)
en 16 V-kleuren (A1-D4)

		Breedte van het halve garnituur in mm	Breedte van de eerste molaar in mm
28		27,0	7,6
*		28,0	7,8
31		29,0	7,8
		31,0	8,2
32		30,0	7,8
		32,0	8,0
33		31,0	8,5
		33,0	8,8
34		31,0	8,5
		34,0	9,0
36		34,0	9,2
		36,0	9,6
35		33,0	9,5
*		35,0	9,8
37		36,0	10,0
*		37,0	10,0

Speciale vormen 35 en 37

De molaren zijn langer (vooral linguaal/palatinaal), kroonvormig en hebben voldoende massa.

Ook grote gaten kunnen anatomisch correct en esthetisch gedicht worden. Retenties en klammers worden volledig bedekt. Kunststof zadels kunnen in veel gevallen delicaat/fijn worden aangepast.

* Alleen in Biodent kleuren verkrijgbaar