

Executive Boventanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1–D4)

Vorm			Breedte van het gehele garnituur in mm	Lengte van de centrale zonder Hals in mm	Breedte van de centrale in mm
		vierkant			
S1			44,0	9,0	8,1
S2			45,5	10,6	8,5
S3			49,0	10,6	9,2
S4			48,0	11,1	8,8
S5			50,5	11,6	9,4
		vierkant afgerond			
SO0			40,5	9,2	7,5
SO1			45,0	10,0	8,2
SO2			46,0	11,5	8,6

Vorm			Breedte van het gehele garnituur in mm	Lengte van de centrale zonder Hals in mm	Breedte van de centrale in mm
		trapezium			
ST1			44,0	10,5	8,1
ST2			45,0	10,8	8,5
ST3			46,5	10,9	8,8
ST6			54,5	12,4	10,2
		afgerond			
R1			43,5	10,3	8,3
R2			45,5	11,0	8,4
R25			46,5	10,9	8,3
R3			48,5	11,9	9,2

Executive Boventanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1-D4)

Vorm			Breedte van het gehele garnituur in mm	Lengte van de centrale zonder Hals in mm	Breedte van de centrale in mm
		driehoekig			
T1			45,5	9,6	8,8
T2			43,5	10,3	8,0
T3			48,0	10,4	8,7
T4			46,5	10,5	8,5
T7			53,3	13,3	10,0

Executive Ondertanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1-D4)

			Breedte van het gehele garnituur in mm	Lengte van de centrale zonder Hals in mm	Breedte van de centrale in mm
L1			35,5	8,8	5,4
L2			32,0	8,9	5,0
L3			32,0	9,1	4,9
L4			33,5	9,1	5,2
L5			36,0	9,3	5,2
L6			33,5	9,4	5,0
L7			38,5	9,7	5,7
L8			35,5	9,8	5,4
L9			35,5	10,3	5,5
L12			38,5	11,9	5,9
L13			37,0	12,8	5,8

Executive Molaren

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1–D4)

		Breedte van het halve garnituur in mm	Breedte van de eerste molaar in mm
U31		29,0	7,8
L31		31,0	8,2
U32		30,0	7,8
L32		32,0	8,0
U33		31,0	8,5
L33		33,0	8,8
U34		31,0	8,5
L34		34,0	9,0
U36		34,0	9,2
L36		36,0	9,6

Combinatietabel

Boven- tanden	Onder- tanden	Molaren
Vierkant		
S1	L3	33
S2	L4	33
S3	L5	34/36
S4	L5	33
S5	L7	34/36
Vierkant afgerond		
SO0	L2	31
SO1	L3	33
SO2	L7, L8, L9	34/36
Trapezium		
ST1	L2	31/32
ST2	L3	31/32
ST3	L1	33
ST6	L12, L13	34/36
Driehoekig		
T1	L4	33
T2	L2	31/32
T3	L1, L8	33/36
T4	L3	33
T7	L12, L13	36
Afgerond		
R1	L6	32
R2	L4	32
R25	L1, L8	32
R3	L5	34/36

