

Genios A Boventanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1–D4)
en Bleach kleuren (BL1 en BL3)

		Breedte van het gehele garnituur in mm	Lengte van de centrale zonder Hals in mm	Breedte van de centrale in mm
O10		44,0	10,0	7,5
O20		45,5	9,5	8,0
O30		45,5	10,5	8,0
O40		47,0	9,5	8,5
O50		47,5	9,5	8,5
O60		47,5	11,5	8,5
O70		48,5	11,5	8,5
O80		49,0	11,0	9,0
O90		52,0	14,0	9,2

Genios A Ondertanden

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1–D4)
en Bleach kleuren (BL1 en BL3)

		Breedte van het gehele garnituur in mm	Lengte van de centrale zonder Hals in mm	Breedte van de centrale in mm
U15		32,5	8,0	4,5
U25		36,0	9,0	5,0
U35		36,0	8,5	5,3
U45		36,5	9,5	5,5
U55		37,5	10,0	6,0
U65		37,5	11,5	6,0

Genios P Molaren

Verkrijgbaar in V-kleuren (A1-D4)
en Bleach kleuren (BL1 en BL3)


		Breedte van het halve garnituur in mm	Breedte van de eerste molaar in mm
O31		29,5	9,8
U31		31,0	8,4
O34		32,5	10,8
O34R			
U34		34,0	9,1
U34R			
O36		34,5	11,3
O36R			
U36		36,0	9,5
U36R			

XL/XR variant

Met vergrote premolaren,
de grote van de molaren is ongewijzigd

O34XL		33,0	10,8
O34XR			
U34XL		34,5	9,1
U34XR			
O36XL		35,0	11,3
O36XR			
U36XL		36,5	9,6
U36XR			


Vormoverzicht Genios P



Normale vormen	R-vormen*	
31	–	
34	34R	
36	36R	
34XL	34XR	Vergrote premolaren
36XL	36XR	

* De R-vormen hebben een gereduceerd basisgebied. Verder hebben ze dezelfde afmeting als de normale vormen.

Normale vormen/XL varianten



Genios P34

Genios P34XL

De vergrote premolaren verlichten de vervaardiging van partiële protheses. Ze zijn ook in R-vormen beschikbaar.

Combinatietabel

Genios A frontelementen		Genios P molaren	
Boventanden	Ondertanden	Bovenvorm	Ondervorm
O10	U15, U25	O31	U31
O20	U15, U35		
O30	U25, U35 U45	O34	U34
O40		O34R	U34R
O50		O34XL	U34XL
O60	U35, U45	O34XR	U34XR
O70	U45, U55	O34, O34R	U34, U34R
O80		O34XL, O34XR	U34XL, U34XR
		O36, O36R	U36, U36R
		O36XL, O36XR	U36XL, U36XR
O90	U55, U65	O36, O36R	U36, U36R
		O36XL, O36XR	U36XL, U36XR