

Catalogus 2018



CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

CAVEX
www.cavex.nl

Cavex Bite&White ABC systeem

A C T I V E R E N - B L E K E N - C O N D I T I O N E R E N

Uniek thuisbleeksysteem in 3 stappen



- 100% veilig
- Genoeg bleekmateriaal voor 15 tot 20 keer bleken
- Slechts 1 uur per dag
- Maximale resultaten - geen tandgevoeligheid

Inhoud Cavex Bite&White ABC Masterkit:

1 tube Cavex Bite&White StainLess 50 g/35 ml
3 x Cavex Bite&White 3 ml spuit
1 tube Cavex Bite&White ExSense tooth conditioner 50 g/42 ml
1 bewaardoos, 1 instructiehandleiding

Cavex heeft het unieke ABC-bleeksysteem ontwikkeld, waarbij AB&C staan voor 'Activation', 'Brightening' en 'Conditioning'. Met het volgen van die drie stappen staat Cavex garant voor een uiterst effectieve, veilige en bovenal pijnloze whitening behandeling. Voor meer informatie www.cavex.nl

CAVEX

■ Cavex Holland BV, Fustweg 5, 2031 CJ Haarlem, The Netherlands. Tel +31 23 530 77 00 Fax +31 23 535 64 82 dental@cavex.nl www.cavex.nl

CAVEX

YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN

Het helpen van tandheelkundige professionals en patiënten kan alleen als je in oplossingen denkt. Bij Cavex denken we daarom niet alleen in losse producten maar in hoogwaardige systemen die u een totaal oplossing bieden. Uiteraard voldoen deze systemen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij zijn er dan ook trots op dat onze producten iedere dag weer, door duizenden professionals wereldwijd, worden gebruikt.

Samenwerking is cruciaal als je tot de beste oplossing wilt komen. Een partner georiënteerde benadering ligt ten grondslag aan het succes van Cavex. Om nieuwe producten te ontwikkelen of bestaande producten te verbeteren dien je eerst te weten wat je klanten willen. Cavex werkt onder meer samen met een 'tandartsenforum' samengesteld uit een multidisciplinair team van tandheelkundige professionals. Tevens heeft Cavex wereldwijd **nauwe banden met universiteiten en opinieleiders** die ons scherp houden in trends en ontwikkelingen, alsmede sparringpartners voor nieuwe producten.

Ervaren mensen en moderne faciliteiten. Voor het ontwikkelen, produceren, marketen, verkopen en versturen van medische producten beschikt Cavex over een **ervaren team van goed opgeleide mensen die de onmisbare hoeksteen vormen van het Cavex succes.** De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en alleen met een team van professionals op ieder niveau binnen Cavex kan hierop slagvaardig worden geanticipeerd. In 2010 heeft Cavex de beschikking gekregen over een **hypermoderne productiefaciliteit** met volop mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en groei.



Vertrouwde paden en nieuwe richtingen. Alginaat afdruk systemen blijven voor Cavex een belangrijk focus product. **Waar voor veel concurrenten alginaat een 'bijproduct' is, is dit voor Cavex absoluut corebusiness.** Continue kwaliteitsbewaking en verbetering, maar ook het toevoegen van nieuwe producten en lijnextensies staan hoog op de agenda. Daarnaast is Cavex volop bezig om zich te ontwikkelen tot autoriteit op het gebied van tandbleeksystemen met Cavex Bite&White.



Wat vindt u? Productervaringen en nieuwe ideeën worden vooral gedaan in de praktijk. Dus deel deze vooral met ons. Uw ervaring en ideeën zijn voor Cavex van onschatbare waarde. Wij willen dan ook iedereen aanmoedigen om met ons de dialoog aan te gaan. Stuur ons een e-mail dental@cavex.nl. Ieder idee en opmerking (positief of negatief) helpt ons in ons streven naar continue verbetering.


■ **Namens het Cavex team, alvast onze dank!**

Meer informatie
Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands
T +31 (0)23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN



**Scheurbestendig
en sterk**



Snap-set



**Houdbaarheidsduur
5 jaar**



link to Youtube:
procedure manual
mixing

Cavex CA37

Een roze gekleurd alginaat, vrij van stof, lood en cadmium. De basis voor het gebied van alginaatindicaties. Wordt dagelijks wereldwijd gebruikt in duizenden tandartspraktijken

Alginaat is het meest veelzijdige afdrukmetaal dat beschikbaar is binnen de tandheelkundige praktijk. Dankzij Cavex CA37 weet u zeker dat u de mate van precisie kunt bereiken die beslissend is voor een succesvolle behandeling

Productkenmerken

- Wereldwijde referenties
- Stevig en consistent
- Bijzonder gedetailleerde afdruk
- Goed bestand tegen scheuren en vervorming
- Detailreproductie minimaal 50 µm
- Stofvrij
- Roze
- Pepermuntgeur
- Compatibel met alle soorten gips
- Patiëntvriendelijke settingtijden in de mond
 - normale settingtijd: 1.30 minuut
 - snelle settingtijd: 1.00 minuut

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
Cavex CA37 Normal Set			
AA070	Systeemverpakking CA37 NS + Accessoires*	6 x 500 gr	€ 120,-
	* Accessoires (Alginaatcontainer blauw, Waterdoseerflacon, Mengnap, Spatel, GreenClean-monsterzakje)		
AA072	6 kg Refill Pack CA37 NS	12 x 500 gr	€ 152,-
AA075	10 kg Refill Pack CA37 NS	20 x 500 gr	€ 242,-
	Refill Pack	1 x 500 gr	€ 12,10
Cavex CA37 Fast Set			
AA020	Systeemverpakking CA37 FS + Accessoires*	6 x 500 gr	€ 120,-
	* Accessoires (Alginaatcontainer blauw, Waterdoseerflacon, Mengnap, Spatel, GreenClean-monsterzakje)		
AA022	6 kg Refill Pack CA37 FS	12 x 500 gr	€ 152,-
AA025	10 kg Refill Pack CA37 FS	20 x 500 gr	€ 242,-
	Refill Pack	1 x 500 gr	€ 12,10



Cavex ColorChange

Kleurveranderend alginaat, met een dimensionele stabiliteit van 9 dagen!

De 'nieuwe generatie' van Cavex alginaat, met uitstekende producteigenschappen. De kleurveranderingen markeren het verwerkproces en uitharding tijdens de afdrukname

Productkenmerken

- Negen dagen dimensioneel stabiel
- Geeft twee kleurveranderingen aan
- Bijzonder elastisch; ook ideaal voor orthodontische afdrukken
- Uitstekende scheurbestendigheid en herstel van vervorming
- Pepermunt geur
- Snap set, voorspelbare uitharding
- Detailreproductie 25 µm
- Glad oppervlak
- Compatibel met alle soorten gips
- Stofvrij
- Perfecte uithardingsreactie geeft uitzonderlijke dimensionele stabiliteit bij het bewaren van de afdruk
- Patiëntvriendelijke settingtijd: 1 minuut in de mond



Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AA300	Systeemverpakking ColorChange FS + Accessoires*	6 x 500 gr	€ 120,-
	*blauwe alginaatcontainer, Waterdoseerflacon, Mengnap, Spatel, GreenClean-monsterzakje		
AA312	6 kg Refill Pack ColorChange FS + Accessoires*	12 x 500 gr	€ 152,-
AA323	10 kg Refill Pack ColorChange FS	20 x 500 gr	€ 242,-
	Refill Pack	1 x 500 gr	€ 12,10

Cavex Cream Alginate

Perfectie zit in de details

De nieuwste aanwinst in het toch al indrukwekkende alginaat assortiment "Cavex Cream Alginate" laat zich zeer eenvoudig mengen tot een prachtige, gladde en crèmige substantie. Dankzij de **ongeveer naauwkeurigheid van maar liefst 5 µm**, gecombineerd met de "standaard" Cavex alginaat karakteristieken als hoge scheursterkte, snapsetting en 5 jaar houdbaarheid, begint Cavex Cream Alginate de siliconenkwaliteit serieus te benaderen

Productkenmerken

- **5µm detailweergave**
- eenvoudig te mengen tot een gladde crèmige substantie
- hoge scheursterkte en elasticiteit
- prettige geur en kleur
- 5 jaar houdbaarheid
- Scanbaar
- Patiëntvriendelijke settingtijden in de mond:
 - normale settingtijd: 1.30 minuut
 - snelle settingtijd: 1.00 minuut



Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AA600	10 kg Refill Pack Cavex Cream Alginate NS	20 x 500 gr	€ 242,-
AA605	10 kg Refill Pack Cavex Cream Alginate FS	20 x 500 gr	€ 242,-
	Refill Pack NS & FS	1 x 500 gr	€ 12,10



THE DENTAL
ADVISOR
+++++



**Scheurbestendig
en sterk**



Snap-set



**Houdbaarheidsduur
5 jaar**



THE DENTAL
ADVISOR
+++++



**Scheurbestendig
en sterk**



Snap-set



**Houdbaarheidsduur
5 jaar**



Cavex Impressional

Een blauw gekleurd alginaat, vrij van stof, lood en cadmium.

Detailreproductie tot 25 µm

Cavex Impressional onderscheidt zich t.o.v. andere alginaten in hoge elasticiteit en grote scheursterkte. Dit maakt het indicatiegebied ruimer dan gebruikelijk. Naast de standaard afdrukken is het ook geschikt voor frame afdrukken en met de combinatie hydrocolloid afdrukken voor kroon- en brugwerk. Hét advies van elk tandtechnisch laboratorium!

Productkenmerken

- Unieke combinatie van hoge elasticiteit en scheursterkte
- Detailreproductie 25 µm
- Compatibel met alle soorten gips
- Goed leesbare blauwe kleur
- Geur van spearmint
- Stofvrij
- Patiëntvriendelijke settingtijden in de mond:
 - normale settingtijd: 1.30 minuut
 - snelle settingtijd: 1.00 minuut

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
Cavex Impressional Normal Set			
AA081	Systeemverpakking Impressional NS + Accessoires*	6 x 500 gr	€ 120,-
	* Accessoires (Alginaatcontainer blauw, Waterdoseerflacon, Mengnap, Spatel, GreenClean-monsterzakje)		
AA083	6 kg Refill Pack Impressional NS	12 x 500 gr	€ 152,-
AA096	10 kg Refill Pack Impressional NS	20 x 500 gr	€ 242,-
	Refill Pack	1 x 500 gr	€ 12,10
Cavex Impressional Fast Set			
AA080	Systeemverpakking Impressional FS + Accessoires*	6 x 500 gr	€ 120,-
	* Accessoires (Alginaatcontainer blauw, Waterdoseerflacon, Mengnap, Spatel, GreenClean-monsterzakje)		
AA082	6 kg Refill Pack Impressional FS	12 x 500 gr	€ 152,-
AA097	10 kg Refill Pack Impressional FS	20 x 500 gr	€ 242,-
	Refill Pack	1 x 500 gr	€ 12,10

Cavex Orthotrace

Een extra snel orthodontisch materiaal voor alginaatafdrukken, met een aantrekkelijke roze kleur met de geur van rood fruit

Productkenmerken

- Toegespitst op de behoeften van orthodontische praktijken en laboratoria
- Opvallende, aantrekkelijke roze kleur
- De natuurlijke geur van fruit neemt de afkeer van het happen weg; prettig voor patiënt en behandelaar
- Snelle wateropname, gemakkelijk en stofvrij mengen tot een klontvrije homogene pasta
- Hoge elasticiteit en scheurbestendigheid, kan minimaal tweemaal worden gegoten
- Consistentie maakt dat het afdrukken van een hoge omslagplooï eenvoudiger is. Stevig en stabiel verwerkbaar
- Patiëntvriendelijke settingtijd in de mond: 1.00 minuut

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AA381	Systeemverpakking Orthotrace EFS + Accessoires*	6 x 500 gr	€ 120,-
	*Roze alginaatcontainer, Waterdoseerflacon, Mengnap, Spatel, GreenClean-monsterzakje		
AA380	10 kg Refill Pack Orthotrace EFS	20 x 500 gr	€ 242,-
	Refill Pack	1 x 500 gr	€ 12,10

Cavex Alginate Mixer II

Perfect mengen van alginaat met één druk op de knop
Standarisatie in werken, voorspelbare kwaliteit en een superieur resultaat

Het mengen van alginaat tot een soepele pasta is niet zo gemakkelijk als het lijkt en vraagt enige ervaring

De Cavex Alginaatmixer II standaardiseert de kritische menselijke factor. Keer op keer wordt er, geheel los van de gebruiker, een perfect en homogeen gemengd alginaat verkregen dat vrij van luchtballen is

Productkenmerken

- Intensief mengen verbetert de uithardingsreactie en kan deze ook versnellen
- Perfect gemengde, homogene en soepele alginaatafdrukken, die aan de kwaliteit en gladheid van siliconen doen denken
- Standaardiseert de alginaatprocedure in de tandartspraktijk

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AT520	Cavex Alginate Mixer II, incl. 10 x 500 g Cavex Cream Alginate Normal Set	1 st	*
AT521	Cavex Alginate Mixer II, incl. 10 x 500 g Cavex CA37 Normal Set	1 st	*
AT522	Cavex Alginate Mixer II, incl. 10 x 500 g Cavex Impressional Normal Set	1 st	*
AT523	Cavex Alginate Mixer II, incl. 10 x 500 g Cavex ColorChange	1 st	*
AT524	Cavex Alginate Mixer II, incl. 10 x 500 g Cavex Orthotrace Extra Fast Set	1 st	*
(* prijzen op aanvraag)			
Accessoires voor Cavex Alginate Mixer II			
AT510	Mengbakje voor Cavex Alginate Mixer I	1 st	€ 13,10
AT511	Plastic spatel voor Cavex Alginate Mixer	1 st	€ 2,15
AT513	Plastic roerstaafje voor Cavex Alginate Mixer	1 st	€ 1,75
AT530	Mengbakje voor Cavex Alginate Mixer II	1 st	€ 13,10



link to Youtube:
procedure mixing
with mixer

Cavex Alginaat Accessoires



Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AT021	Cavex Waterdoseerflacon	1 st	€ 11,20
AT041	Cavex mengnap blauw	1 st	€ 5,20
AT042	Cavex mengspatel, plastic	1 st	€ 2,-
AT060	Cavex mengspatel, metaal	1 st	€ 9,40
AT040/043	Cavex plastic container (box + deksel)	1 st	€ 7,-
AT076	Cavex poederschep + maatbeker (min. bestelaantal 50 sets)	50 sets	€ 49,-
AT240	Cavex Alginaatcontainer blauw	1 st	€ 29,90
AT260	Cavex Alginaatcontainer roze	1 st	€ 29,90





Cavex StabiSil

C-silicone afdruk materiaal voor het afdrukken van kronen, bruggen en prothesen

Produktenmerken

- Variabele uithardingstijd
- Condensatiesilicone met een dimensionele stabiliteit van 7 dagen
- Geen risico op verstoring van de uitharding, geen inhibitie
- Thixotrope eigenschap: vloeiend tijdens spuiten, star bij „rust“
- Snapset uitharding
- Uitstekende detailweergave
- Duidelijke contrastkleur groen/wit voor goede vermenging
- Elastisch en sterk afdrukmetaal
- Houdbaarheid 3 jaar

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AS10	Cavex StabiSil putty	4 x 900 ml	€ 143,50
	Refill Cavex StabiSil putty	1 x 900 ml	€ 35,90
AS30	Cavex StabiSil activator	60 ml	€ 18,-



Cavex SiliconA

Hoogwaardig hydroactief A-silicone afdrukmetaal. Voor omstandigheden waarin uiterste precisie is vereist

Productkenmerken

- Additiesilicone met een langdurige dimensionele stabiliteit
 - Precieze reproductie van de kleinste details
 - Geschikt voor alle afdruktechnieken
 - Geen belemmering van polymerisatie dankzij een optimaal systeem van platineumkatalysator
 - Een oppervlakteactief additief zorgt voor hydrofiele eigenschappen
- Resultaat: afdrukken zonder luchtinsluiting
- Standaard uithardingstijd dat voldoende verwerkingstijd geeft
 - Houdbaarheidsduur 3 jaar
 - Thixotrope eigenschap: vloeïend onder druk, daarna 'star'

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AS40	Cavex SiliconA Soft Putty (geel)	500 ml	€ 50,-
AS52	Cavex SiliconA Heavy Body (groen)	2 x 50 ml	€ 37,50
AS53	Cavex SiliconA Injection Type (blauw)	2 x 50 ml	€ 37,50

Cavex SiliconA Accessoires

AS70	Cavex SiliconA Dispensing gun	1 st	€ 50,-
AS94	Cavex SiliconA Injection - mengtips, geel	48 st	€ 26,-
AS95	Cavex SiliconA Heavy Body - mengtips, groen	48 st	€ 26,-
AS96	Cavex SiliconA Injection - intra-oral tips, geel	96 st	€ 34,-
AS97	Cavex SiliconA Heavy Body - intra-oral tips, wit	96 st	€ 34,-

Cavex SiliconA bite

AS54	Cavex SiliconA Bite	2 x 50 ml	€ 38,-
------	---------------------	-----------	--------



Cavex Outline

Afdrukpasta voor het maken van definitieve afdrukken of het rebasen van een prothese. Eugenol vrij!

Productkenmerken

- Blauwe en witte pasta geeft een homogene pasta binnen 30 seconden mengen
- Lage viscositeit voor een nauwkeurige afdruk
- Vloeit onder lichte druk
- Prettige, natuurlijke geur

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AP030	Cavex Outline, 2 tubes (Wit / blauwe pasta)	140 gr / 65 gr	€ 18,50

Cavex Alginate Adhesive

Adhesief voor hechting tussen afdruklepel en alginaat afdruk materiaal

Productkenmerken

- Verbeterd zowel de fysieke als chemische hechting tussen de afdruklepel en het alginaat
- Bij verwijdering van de afdruklepel uit de mond is er minder deformatie van de afdruk; waardoor de algehele kwaliteit van de afdruk verbeterd wordt
- Ontwikkeld voor gebruik met alginaat afdruk materiaal op metalen of plastieke afdruklepels
- De flacondop is voorzien van een applicatieborsteltje
- Dankzij de applicator kan het hechtmiddel doelgericht worden aangebracht
- De applicator veroorzaakt geen nevel zoals bij sprays
- Dankzij de blauwe kleur is Cavex alginate adhesive goed zichtbaar tijdens het aanbrengen
- Meer dan 50 behandelingen per flacon
- Restanten van Cavex Alginate Adhesive zijn te verwijderen met isopropylalcohol of ethanol (95%)

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
AB010	Cavex alginate adhesive	2 x 14 ml	€ 16,60



Cavex VacuFormer Systeem

Het Cavex VacuFormer Systeem bestaat uit een VacuFormer dieptrekapparaat, verschillende dieptrekplaten, een uniek gipscomposiet en accessoires

Dankzij het Cavex VacuFormer-systeem kan de tandarts de behandeling van de patiënt én de service optimaliseren. Bleeklepels, splints, bruxism platen en mondbeschermers kunnen tijdens het bezoek van patiënten - zonder tussenkomst van een tandtechnisch laboratorium - worden voorbereid. Met behulp van een gedetailleerd protocol, compleet met foto's en YouTube filmpjes kan iedereen zich deze techniek eigen maken

Productkenmerken

- Cavex VacuFormer is een eenvoudig maar veelzijdig dieptrekapparaat
- Cavex Instant Stone is een gipscomposiet waarmee binnen slechts 10 minuten een perfect gipsmodel kan worden gegoten
- Cavex mondbeschermers zijn professionele laminaten van 3,8 mm (2-laags) en 5 mm (3-laags) in verschillende kleuren
- Cavex Bleach laminaten zijn gemaakt van zacht, helder materiaal en eenvoudig te vervaardigen
- Cavex Splint laminaten worden gemaakt van hard transparant materiaal, ideaal voor chirurgische afdruklepels, orthodontische splints etc.

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
VF001	Cavex VacuFormer Starterkit, incl. Accessoires*	1 st	€ 582,-
	*schaar, 6 base trays, 12 Mouth Protector trays clear 3,8mm, 25 Splint+ trays 1mm, 25 Bleach trays 1mm, 18 sets Instant Stone met Activator		
VT020	Cavex Mouth Protector Rood/Wit/Blauw	12 platen	€ 69,-
	3,8 mm x 125 mm x125 mm		
VT036	Cavex Mouth Protector Transparant	12 platen	€ 64,-
	3,8 mm x 125 mm x125 mm		
VT037	Cavex Mouth Protector "PrettyPink"	6 platen	€ 42,-
	4,0 mm x 125 mm x125 mm		
VT038	Cavex Mouth Protector "FreeStyle"	6 platen	€ 42,-
	4,0 mm x 125 mm x125 mm		
VT039	Cavex Mouth Protector "Splash"	6 platen	€ 42,-
	4,0 mm x 125 mm x125 mm		
VT031	Cavex Mouth Protector X-pro Green	12 platen	€ 69,-
	5 mm x 125 mm x125 mm		
VT033	Cavex Mouth Protector X-pro Transparant	12 platen	€ 69,-
	5 mm x 125 mm x125 mm		
VT021	Cavex Splint transparent	50 platen	€ 33,-
	0,6 mm x 125 mm x125 mm		
VT028	Cavex Splint+ Transparant	25 platen	€ 28,-
	1,0 mm x 125 mm x125 mm		
VT026	Cavex Splint X-heavy Transparant	25 platen	€ 32,-
	1,5 mm x 125 mm x125 mm		
VT022	Cavex Bleach Transparant	25 platen	€ 39,-
	1,0 mm x 125 mm x125 mm		
VT030	Cavex Bleach Heavy Transparant	25 platen	€ 31,-
	1,5 mm x 125 mm x125 mm		
VT027	Cavex Bruxism	25 platen	€ 38,-
	2,0 mm x 125 mm x125 mm		

Cavex Bleach Tray Spacer

Cavex Bleach Tray Spacer is een blauw flowable composiet, speciaal ontwikkeld om reservoirs in bleeklepels te creëren

De lichtuithardende kunsthars wordt direct vanuit de spuit via een applicatietip in een dunne laag op het gipsmodel aangebracht op de labiale/buccale oppervlakken van de tanden en gepolymeriseerd. Na het dieptrekken van bleeklepellaminaat zijn er reservoirs in de bleektray gecreëerd waar het bleekmateriaal op een veilige manier aangebracht kan worden

Productkenmerken

- Lichtuithardend; uithardingstijd slechts 10 seconden per element
- Kan worden gepolymeriseerd met halogeen of LED-uithardingslampen
- De kunsthars is gemakkelijk aan te brengen
- De blauwe kunsthars contrasteert met het witte gips van het model
- Verpakking bevat voldoende product voor circa 10 modellen
- Inclusief 10 tips



Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
VT025	Cavex Bleach Tray Spacer 2x2 ml + 10 tips	1 st	€ 34,-

Cavex Instant Stone

Een gipscomposiet waarmee binnen slechts 10 minuten een perfect model kan worden uitgegoten

Cavex Instant Stone kan voor diverse toepassingen worden gebruikt, zoals voor de vervaardiging van bleektrays, splints en mondbeschermers. Cavex Instant Stone verbetert de productiviteit van de praktijk en de service aan de patiënt. Een laboratoriumruimte en/of speciale apparatuur zijn niet nodig!

Productkenmerken

- Een uniek mengsysteem: schoon, snel en gemakkelijk
- uithardingstijd slechts 10 minuten
- Gips op composietbasis, klasse III qua hardheid
- Unieke formule voor de vervaardiging - zonder triltafel - van luchtbelvrije modellen



Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
VT010	Cavex Instant Stone met Activator (4x18 sets)	72 sets	€ 199,-
	Refill Cavex Instant Stone met Activator	1 x 18 sets	€ 49,75

Cavex Baseplates / Cavex Baseplates mica-free

Roze Shellac basisplaten voor het vervaardigen van een beetregistratie bij prothese werk



Algemene Productkenmerken

- Eenvoudige techniek: opwarmen en modelleren in de gewenste vorm
- Snelle verwerking dankzij korte verwarmingstijd
- Vormvast; géén vervormingen
- Sterk en dimensioneel stabiel
- Geen vervorming bij mondtemperatuur
- Verkrijgbaar in bovenplaten, onderplaten en extra dikke platen

Mica-free Productkenmerken

- Verminderd risico van verbranding tijdens verwerking
- Beter eindresultaat
- Gladder oppervlak
- Glanzend en minder poreus

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BP004	Cavex Baseplates boven	100 st	€ 60,40
BP054	Cavex Baseplates onder	100 st	€ 60,40
BP024	Cavex Baseplates boven, dubbel dik 2.70-2.80 mm	50 st	€ 65,-
BP005	Cavex Baseplates mica-free boven	100 st	€ 59,60
BP055	Cavex Baseplates mica-free onder	100 st	€ 59,60

Cavex LC Dental Tray

Lichtuithardend traymateriaal voor de vervaardiging van individuele lepelplaten en als baseplates



De platen zijn anatomisch gevormd en groter dan standaard formaten. De sheet is geschikt voor zowel de boven- als onderkaak. Cavex LC Dental Tray kan worden uitgehard met halogeen- en UV licht. Na volledige uitharding is het materiaal dimensioneel stabiel

Productkenmerken

- Groter formaat, prettig bij grote kaken
- Hoogmoleculair acrylaat met anorganisch vulmiddel; gemakkelijk verwerkbaar en na uitharding dimensioneel stabiel
- Één model sheet voor boven- en onderkaak, dus minder voorraad
- Roze opake kleurstelling
- Uitharding binnen 3 tot 5 minuten met halogeen- of UV-apparatuur
- Houdbaarheid 3 jaar

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BP010	Cavex LC Dental Tray	50 st	€ 48,20

Cavex Set Up Was

Roze modelleerwas voor prothetische tandheelkunde en het maken van wasbeten

Productkenmerken

- Samenstelling op basis van een combinatie van paraffine, micro- en bijenwas
- De was is stevig
- Dankzij het kleine bereik (< 5%) van de smeltpunten, stabiel en vormvast
- Ideaal voor prothese werk
- Geen uitvloeien of druppelvorming
- Roze
- Eén sheet volstaat voor twee protheses
- Afmetingen: 18,6 x 8,9 cm

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
WA004	Cavex Set Up Soft 500 gr, 23 platen	500 gr	€ 8,40
WA005	Cavex Set Up Regular 500 gr, 23 platen	500 gr	€ 8,40
WA006	Cavex Set Up Hard 500 gr, 23 platen	500 gr	€ 8,40
WA008	Cavex Set Up Extra Hard 500 gr, 23 platen	500 gr	€ 8,40
WA014	Cavex Set Up Soft 2500 gr, 115 platen	2500 gr	€ 37,20
WA015	Cavex Set Up Regular 2500 gr, 115 platen	2500 gr	€ 37,20
WA016	Cavex Set Up Hard 2500 gr, 115 platen	2500 gr	€ 37,20
WA018	Cavex Set Up Extra Hard 2500 gr, 115 platen	2500 gr	€ 37,20




Cavex Yellow Wax

Zachte was in de vorm van plaatjes voor gebruik in tandartspraktijken en tandheelkundige laboratoria

Productkenmerken

- De was kan op kamertemperatuur worden gemodelleerd
- Flexibele was, gemakkelijk te modelleren
- Perfecte kwaliteit dankzij verschillende soorten paraffine
- Houdbaarheid 5 jaar

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
WB006	Cavex Yellow Wax	17 platen	€ 41,80



Cavex Individual Trays

Grijze Shellac platen voor het vervaardigen van een individuele lepel voor het maken van een definitieve afdruk

Productkenmerken

- Gemakkelijk in de gewenste vorm te modelleren
- Eenvoudige techniek
- Sterk en dimensioneel stabiel
- Geen vervorming bij mondtemperatuur
- Inclusief metalen greepjes

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BL006	Cavex Individual Trays boven	100 st	€ 86,80
BL056	Cavex individual Trays onder	100 st	€ 86,80
BT009	Handvatten voor Individual Trays	8 st	€ 2,60
BT019	Handvatten voor Individual Trays	200 st	€ 65,-





link to Youtube:
procedure
disinfecting with
Cavex ImpreSafe



Cavex ImpreSafe

Desinfectievloeistof voor alle soorten afdruckmaterialen zoals alginaat, polyether en siliconenafdrukken

Productkenmerken

- Snel: in slechts 3 minuten doodt Cavex ImpreSafe bacteriën, schimmels en virussen
- Veilig: Cavex ImpreSafe heeft géén negatieve invloed op het afdruckoppervlak
- Concentraat: Cavex ImpreSafe is sterk geconcentreerd. Daarom is het product economisch en tevens ruimtebesparend. 1 liter Cavex ImpreSafe staat gelijk aan 33 liter desinfectievloeistof
- Niet toxisch: Cavex ImpreSafe is aldehydevrij en heeft een neutrale geur
- Cavex ImpreSafe wordt als starterkit voor de tandartspraktijk geleverd, maar ook als refill fles
- De starterkit bevat: 1 liter Cavex ImpreSafe, 1 Cavex ImpreSafe container, een timer en 50 sealzakjes
- Betrouwbaar: Cavex ImpreSafe voldoet aan DG HM-richtlijnen en aan de normen EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 14561 en EN 14562. Onafhankelijk laboratoriumonderzoek heeft aangetoond dat Cavex ImpreSafe uiterst betrouwbaar en effectief is

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
HA053	Cavex ImpreSafe Starterkit*	1 st	€ 86,50
	*Inhoud: Cavex ImpreSafe 1000 ml, Container, Timer, 50 plastic zakjes		
	Refill Cavex ImpreSafe	1 x 1000 ml	€ 74,70
HA050	Cavex ImpreSafe Refill pack	6 x 1000 ml	€ 448,05
HT020	Cavex ImpreSafe Container	1 st	€ 25,75
HT025	Cavex ImpreSafe plastic zakjes	60 x 50 st	€ 249,00



Cavex GreenClean

pH-neutrale alginaat- en gipsoplosser

Voor het verwijderen van alginaat- en gipsresten van trays, spatels en andere instrumenten

Productkenmerken

- Snel en gemakkelijk
- pH-neutraal, zacht voor de huid
- Biologisch afbreekbaar, milieuvriendelijk
- 1 kg voor meer dan 500 afdrucklepels
- Frisse geur

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
HA001	Cavex GreenClean pot 1 kg	1 kg	€ 23,50

Cavex Dispotrays

Instrumentenbakje (eenmalig gebruik) voor toepassing met standaardtray

Productkenmerken

- Maat 18 x 28 cm
- Gemaakt van (milieuvriendelijk) PET
- Perfecte passing in de Normtray

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
HA061	Cavex Dispotrays (18 x 28cm), doos met 8 x 50	400 st	€ 53,40

Cavex CleanSwabs

Alcoholdoekjes voor hygiënisch reinigen van handen, instrumenten en oppervlakken

Productkenmerken

- Formaat: 12,5 x 25 cm
- Geïmpregneerd met 70% ethanol
- Veilig voor de huid
- Navulstelsysteem met refills

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
HA080	Cavex CleanSwabs Refill Pack (1 dispenser + 4 Refill à 200 doekjes)	5 x 200 st	€ 64,-



Cavex Instrument Tissues

Alcoholtissues voor hygiënisch reinigen van instrumenten en kleine oppervlakken

Productkenmerken

- Formaat: 7 x 6 cm
- Geïmpregneerd met 70% ethanol
- Veilig voor de huid
- Navulstelsysteem met Refills

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
HA070	Cavex Instrument Tissues TrioPack, 3 dispensers met 150 tissues (7x5 cm)	3 x 150 st	€ 27,30
HA075	Cavex Instrument Tissues RefillPack 1 dispenser met 2 Refills à 150 tissues	3 x 150 st	€ 22,-



Cavex Rush Brush

Disposable tandenborstel voorzien van frisse tandpasta, direct te gebruiken

De Cavex Rush Brush is bedoeld voor de patiënt die nog moet poetsen voor het bezoek en is ook geschikt voor poetsinstructies.

Productkenmerken

- Tandeborstel mét tandpasta
- Voor eenmalig gebruik
- Gemaakt van afbreekbaar plastic
- Individueel en hygiënisch verpakt in plastic wikkel
- Ideaal voor instructies mondhygiëne

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
HA090	Cavex Rush Brush 100 stuks per doos (rood, groen, geel en blauw 25 van elk)	10 x 100 st	€ 155,-
	refilldoos	1 x 100 st	€ 15,50



Cavex Bite&White ABC Masterkit

Cavex heeft het unieke ABC-bleeksysteem ontwikkeld, waarbij AB&C staan voor 'Activeren', 'Bleken' en 'Conditioneren'.

3 Eenvoudige stappen naar succes

Activeren is de eerste stap en hiervoor wordt Cavex Bite&White StainLess toegepast. Deze verfrissingspasta vervult twee functies. Dit product is verbluffend goed in staat om oppervlaktevlekken en tandplak te verwijderen, waarbij het bleekproduct in direct contact met het glazuur is. Cavex Bite&White StainLess heeft tevens de bijzondere eigenschap dat de pH-waarde in de mond wordt verhoogd en daarbij wordt een perfecte omgeving gecreëerd waarin de bleekbehandeling optimaal werkt.

Bleken wordt gedaan met behulp van Cavex Bite&White, een bewezen, effectief en vooral veilige bleekgel met 16% carbamideperoxide (staat gelijk aan 6% waterstofperoxide). De toevoeging van natriumfluoride werkt mee aan de versterking van het glazuur terwijl kaliumnitraat meehelpt om eventuele gevoeligheid te voorkomen. Bij een behandeling van slechts 30 tot 60 minuten is Cavex Bite&White al werkzaam; het is niet nodig om het langer in de mond te houden. Uitdroging van glazuur - die ook gevoeligheid kan veroorzaken - wordt zo voorkomen.

Conditioneren wordt uitgevoerd met Cavex Bite&White ExSense. Cavex Bite&White ExSense biedt een snelle en langdurige vrijwaring van gevoelige tanden dankzij een revolutionaire cocktail van hydroxyapatiet en een zogenaamde 'hydro-dispersing clay'. De unieke eigenschappen van de 'hydro-dispersing clay' zorgen voor een versnelde verspreiding en versterkte penetratie van het hydroxyapatiet. Dankzij de synergetische samenstelling van Cavex Bite&White ExSense dringt de hydroxyapatiet extra diep door in de tubuli en 'microscheurtjes' in het glazuur. Dit betekent dat de gebieden die gevoeligheid veroorzaken, volledig worden afgesloten; tevens vindt er een kristallisatieproces plaats dat bijdraagt aan herstel van de micro-hardheid en het remineralisatie proces versnelt.

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BW090	Cavex Bite&White ABC Masterkit		€ 39,90
	1x tube Cavex Bite&White StainLess, 50gr/35ml		
	3x spuit Cavex Bite&White refill, 3ml		
	1x tube Cavex Bite&White ExSense, 50gr/42ml		
	1x bewaardoosje, shade-guide en gebruiksaanwijzing		



link to Youtube:
procedure ABC kit



Cavex Bite&White

Professioneel thuisbleeksysteem voor het bleken van de tanden
Cavex Bite&White wordt via de tandarts verstrekt

Cavex Bite&White bevat 16% carbamideperoxide en voldoet daarmee aan de Europese wetgeving

Productkenmerken

- Thixotropische gel, gemakkelijk te verwerken, blijft op zijn plaats
- Bevat water om dehydratering van de tanden te voorkomen
- 2 x 3 ml-spuit is genoeg voor behandeling van zo'n 7-10 dagen, boven en onderkaak
- Stabiel en effectief, 16% carbamideperoxide
- Bevat kaliumnitraat om gevoeligheid te voorkomen
- Bevat natriumfluoride voor remineralisatie en herstel van de microhardheid
- Pepermuntsmaak
- 3 jaar houdbaar in de koelkast!
- pH neutraal

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BW000	Cavex Bite&White Patient Kit, 2 spuitjes van 3 ml, 1 traycassette, 1 kleurenwijzer, gebruiksaanwijzing	2x3ml	€ 27,50
BW010	Cavex Bite&White Patient Kit, Refill Pack	1 x 3ml	€ 13,15
BW015	Cavex Bite&White bulk Refill Pack	10 x 3ml	€ 119,00



Cavex Bite&White READY 2 USE

Voorgevulde bleektrays

Cavex Bite&White Ready 2 Use is een professioneel thuissysteem om tanden te bleken die voldoet aan de Europese wetgeving. Bijzonder eenvoudig in gebruik: **verpakking openen, voorgevulde tray in de mond plaatsen voor 30- tot 60 minuten. Na 6 dagen zichtbaar mooi resultaat**

Productkenmerken

- Bevat 6% waterstofperoxide, waarvan een deel carbamideperoxide
- Met de tray worden boven- en ondergebit tegelijk behandeld
- Zeer gebruiksvriendelijk
- Unieke „past altijd“ Dryflex® bleektray
- Gepatenteerd systeem
- Pepermuntsmaak
- pH neutraal

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BW030	Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 voorgevulde trays	6 x 3ml	€ 49,-
BW035	Cavex Bite&White Ready 2 Use Bulk, 20 voorgevulde trays	20 x 3ml	€ 149,-



link to Youtube:
Cavex Bite&White -
how to use it!



link to Youtube:
Cavex Bite&White
Ready 2 Use





Cavex Bite&White ExSense

Tand conditioner

Cavex Bite&White ExSense biedt dankzij een innovatieve cocktail van hydroxyapatiet en 'hydro-dispersing clay' **snell en langdurig verlichting van gevoelige tanden**. De unieke eigenschappen van de 'hydro-dispersing clay' zorgen voor een versnelde verspreiding en boost in de penetratie van het hydroxyapatiet. Dankzij deze synergetische samenstelling van Cavex Bite&White ExSense dringt de **hydroxyapatiet** extra diep door in de tubuli en 'microcracks' in het glazuur. Hierdoor worden deze niet alleen volledig afgesloten maar vindt er tevens kristallisatie plaats die de micro-hardheid helpt herstellen en het re-mineralisatie proces versnelt.

Productkenmerken

- Vermindert tandgevoeligheid
- Helpt gevoelige tanden voorkomen tijdens het tanden bleken
- Versnelt en versterkt het re-mineralisatie proces
- Maakt het tandoppervlak glad en glanzend, 'luster-effect'
- Versterkt en verlengt het whitening effect na de bleekbehandeling
- Vertraagt het proces van plakvorming

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BW060	Cavex Bite&White ExSense, tube	1x50gr/42ml	€ 9,95

Cavex Bite&White StainLess

Reinigings- en activator pasta

Cavex Bite&White StainLess is een pasta speciaal ontwikkeld voor het realiseren van een optimaal whitening resultaat. Deze verfrissende pasta heeft een dubbelfunctie. Eerst reinigt Cavex Bite&White StainLess grondig het oppervlak van de elementen waardoor het contact tussen de bleekgel en tandweefsel optimaal is. Cavex Bite&White StainLess heeft tevens de bijzondere eigenschap dat de pH-waarde in de mond wordt verhoogd, waarbij een perfecte omgeving wordt gecreëerd om de bleekgel snel te activeren en nog efficiënter te bleken.

Features

- Reinigt grondig en verwijdert vlekken
- Veilig voor glazuur en dentine
- Verhoogt pH van elementen en mond voor een optimale bleekbehandeling
- Verrassend frisse smaak

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BW070	Cavex Bite&White StainLess, tube	10 x 50gr/35ml	€ 69,90
	Refill Cavex Bite&White StainLess, tube	1x50gr/35ml	€ 7,-

Cavex Boil&Bite

Cavex Boil&Bite is een **dubbelzijdige thermoplastische (boil&bite) tray**, die gelijktijdig dient als boven- en ondertray en inzetbaar voor verschillende doeleinden. Deze tray wordt goed in de mond verdragen en is geschikt voor iedereen.

Cavex Boil&Bite is zeer goed inzetbaar voor **whitening, fluoride behandelingen of behandeling van gevoelige elementen**.

De tandarts of de patiënt kan de Cavex Boil&Bite **zeer eenvoudig** zelf maken, waardoor de Cavex Boil&Bite geschikt is voor behandeling in de praktijk, maar ook thuis.

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
BW085	Cavex Boil&Bite	8 st	€ 39,90



Fresh4Sure Cure

Professionele Halitose behandeling voor thuisgebruik waarbij de natuurlijke balans in de mond wordt hersteld

Dit 3-staps-systeem, bestaande uit Cavex Tongue Cleaner, Mouthwash en Tongue Gel, is de beste garantie voor een aantoonbaar gezonder mondklimaat en een langdurig frisse mondgeur.

Productkenmerken

- Grondige, systematische aanpak van Halitose in 3 stappen
- Bevat schraper (1 x), mondspoelmiddel (500ml) en tong gel (45g)
- Conditioneert de mond: reduceert slechte bacteriën maar behoudt de goede
- Voorkomt een droge mond
- Hoogwaardige formule met Zinkcitraat, Erythritol, muco-adhesief en MGO voor een duurzaam resultaat
- 1 à 2 keer per dag behandelen
- Bevat géén alcohol, antibiotica of SLS

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
MW030	Fresh4Sure Cure		€ 22,50
	1 x fles Fresh4Sure Mouthwash 500ml, 1 x tube Fresh4Sure		
	Tongue Gel 45gr, 1 x gebruiksaanwijzing,		



Cavex Fresh4Sure Mouthwash

Mondspoelmiddel ter behandeling van Halitose

Productkenmerken

- Flacon (500 ml)
- Te gebruiken in combinatie met Cavex Tongue Cleaner en Tongue Gel
- Conditioneert de mond: reduceert slechte bacteriën maar behoudt de goede
- Voorkomt een droge mond
- Actieve ingrediënten: Zinkcitraat, Erythritol en muco-adhesief
- Bevat géén alcohol, antibiotica of SLS

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
MW010	Fresh4Sure Mouthwash	6 x 500ml	€ 59,70
	Refill Fresh4Sure Mouthwash	1 x 500ml	€ 9,95



Cavex Fresh4Sure Tongue Gel

Tong gel ter behandeling van Halitose

Productkenmerken

- Tube (45g)
- Te gebruiken in combinatie met Cavex Tongue Cleaner en Mouthwash
- Conditioneert de mond: reduceert slechte bacteriën maar behoudt de goede
- Actieve ingrediënten: Zinkcitraat, Erythritol, muco-adhesief en MGO
- Bevat géén alcohol, antibiotica of SLS

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
MW020	Fresh4Sure Tongue Gel tube	1 x 45 g	€ 12,95



Cavex Non Gamma-2

Dispersed amalgaam (een hoog zilverlegering en vrij van gamma-2).
Zeer duurzaam en sterk, geschikt voor vrijwel alle posterieure restauraties

Stevig en condenseerbaar dankzij de naaldvormige structuur.
Ag 69,2%, Sn 18,6%, Cu 11,9%, Zn 0,3%



Productkenmerken

- Een mengsel van sferische en naaldvormige deeltjes
- Hoog zilvergehalte
- Uitzonderlijk duurzaam
- Gemakkelijk te verwerken
- Vrij van gamma-2

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
LK021	pot capsules, 1-spill (400 mg alloy)	50 caps.	*
LK022	pot capsules, 2-spill (600 mg alloy)	50 caps.	*
LK023	pot capsules, 3-spill (800 mg alloy)	50 caps.	*
LK031	pot capsules, 1-spill (400 mg alloy)	300 caps.	*
LK032	pot capsules, 2-spill (600 mg alloy)	300 caps.	*
LK033	pot capsules, 3-spill (800 mg alloy)	300 caps.	*
LK081	Poederflacon	1 oz/31,1 gr	*
LK083	Poederflacon	250 gr	*

* Berekening van onze Adviesprijs is gebaseerd op de zilverprijs die geldt op de dag van bestelling

Cavex Avalloy

Naaldvormig amalgaam, vrij van gamma-2. Door lager zilver- en hoger kopergehalte is het goedkoper

Condenseerbaar amalgaam (voelt als "krakende sneeuw") en minder kans op verkleuring door een speciaal smeltproces
Ag 45,0%, Sn 30,5%, Cu 24,0%, Zn 0,5%.



Productkenmerken

- Naaldvormige deeltjes
- Legering met hoog kopergehalte
- Gemakkelijk te verwerken
- Vrij van gamma-2

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
LM021	pot capsules, 1-spill (400 mg alloy)	50 caps.	*
LM022	pot capsules, 2-spill (600 mg alloy)	50 caps.	*
LM023	pot capsules, 3-spill (800 mg alloy)	50 caps.	*
LM031	pot capsules, 1-spill (400 mg alloy)	300 caps.	*
LM032	pot capsules, 2-spill (600 mg alloy)	300 caps.	*
LM033	pot capsules, 3-spill (800 mg alloy)	300 caps.	*
LM001	Poederflacon	1 oz/31,1 gr	*
LM003	Poederflacon	250 gr	*

* Berekening van onze Adviesprijs is gebaseerd op de zilverprijs die geldt op de dag van bestelling

Vibringe

Vibringe® is een sonisch irrigatiesysteem waarmee de irrigatievloeistof in het wortelkanaal kan worden gebracht en geactiveerd in 1 stap

Aangetoond is dat de Vibringe staat voor een significante verbetering van verwijderen van debris, smeerlaag en biofilm zonder risico op luchtinsluiting. Minder kans op falen van een endobehandeling en op eenvoudige wijze te bereiken

Productkenmerken

- Aanbrengen van irrigatie vloeistof plus activering in één stap = tijdsbesparing
- Minder handelingen
- Krachtige sonische activering van het irrigatiemiddel = zeer goede reiniging
- Dezelfde procedure als bij conventionele technieken = geen verandering van techniek
- Géén blokkeringen en luchtopsluiting = uiterst effectief; het kanaal wordt volledig bereikt evenals de laterale kanalen
- Ergonomisch ontwerp, lichtgewicht, draadloos tijdens het werken
- Te gebruiken met alle endodontische luer-lock naalden
- Bediening met één enkele knop = handig in gebruik

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
VI001	Vibringe with EU adaptor	1 st	€ 499,00
VI011	Vibringe Disposable syringes	50 st	€ 75,00

CEMENTEN

Cavex Glass Ionomer Cement

Bevestigingscement voor het cementeren van kronen, bruggen, inlays, onlays, en als isolatiebasis/voering voor amalgaam

Productkenmerken

- Biocompatibel
- Goede hechting aan tandweefsel
- Gebruiksvriendelijke verwerkings- en settingtijden
- Goede compressie- en trekkracht
- Pulpavriendelijk
- Radiopaak
- Houdbaarheid 5 jaar

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
CE020	Cavex Glass Ionomer Cement, set 35 gr poeder / 15 ml vloeistof	2 fl	€ 38,90

TIJDELIJKE MATERIALEN

Cavex Temporary Cement

Voor de tijdelijke bevestiging van (nood-) kronen en -bruggen

Productkenmerken

- Neutrale geur
- Eugenol-vrij
- Korte settingtijd
- Goede hechting en lage oplosbaarheid
- Lichtgele kleur, gemakkelijk te detecteren
- Gemakkelijk te verwijderen
- Goede compressie- en trekkracht voor tijdelijk gebruik

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
CE090	Cavex Temporary Cement (35 gr base, 16 gr catalyst, 1 mengblokje)	1 st	€ 20,-

THE DENTAL
ADVISOR
++++

THE DENTAL
ADVISOR
2012 PREFERRED
PRODUCTS



link to Youtube:
irrigation with and
without activation



THE DENTAL
ADVISOR
++++





Quadrant Universal Living Colors

Lichtuithardende hybridecomposiet voor anterior en posterior gebruik

Restauraties met Quadrant Universal LC leveren een bijzonder natuurlijke uitstraling dankzij de speciaal toegevoegde fluorescentiepigmenten.
Gemakkelijk in gebruik, kleeft niet, perfecte esthetiek

Productkenmerken

- Natuurlijke fluorescentiepigmenten
- Bariumglastechnologie
- Spuitbaar en stevige consistentie
- Kleeft niet aan instrumenten
- Hoge radiopaciteit
- Kleurstabiel door geringe wateropname
- Duurzaam en slijtvast
- Perfecte esthetiek
- 11 kleurnuances
- Kleurenring van echt composiet

Quadrant Universal Living Colors
bevat geen Bisphenol A (BPA)



Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FU02	Quadrant Universal LC starterkit syringes + Uni-SE-Bond	1 st	€ 160,00
	Inhoud: 5 x 4 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) + Uni-SE-Bond		
	+ shade guide & accessoires		
FU20	Quadrant Universal LC spuit A1	4 gr	€ 39,60
FU21	Quadrant Universal LC spuit A2	4 gr	€ 39,60
FU22	Quadrant Universal LC spuit A3	4 gr	€ 39,60
FU23	Quadrant Universal LC spuit A3.5	4 gr	€ 39,60
FU28	Quadrant Universal LC spuit A4	4 gr	€ 39,60
FU24	Quadrant Universal LC spuit B2	4 gr	€ 39,60
FU29	Quadrant Universal LC spuit B3	4 gr	€ 39,60
FU25	Quadrant Universal LC spuit C2	4 gr	€ 39,60
FU30	Quadrant Universal LC spuit C3	4 gr	€ 39,60
FU26	Quadrant Universal LC spuit OA2	4 gr	€ 39,60
FU27	Quadrant Universal LC spuit Incisal	4 gr	€ 39,60
FU52	Quadrant Universal LC starterkit capsules + Uni-SE-Bond	1 st	€ 95,00
	Inhoud: 5 x 5 x 0,25 g (A1, A2, A3, A3.5, A4)		
	+ Uni-SE-Bond + shade guide & accessoires		
FU60	Quadrant Universal LC capsule A1	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU61	Quadrant Universal LC capsule A2	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU62	Quadrant Universal LC capsule A3	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU63	Quadrant Universal LC capsule A3.5	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU68	Quadrant Universal LC capsule A4	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU64	Quadrant Universal LC capsule B2	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU69	Quadrant Universal LC capsule B3	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU65	Quadrant Universal LC capsule C2	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU70	Quadrant Universal LC capsule C3	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU66	Quadrant Universal LC capsule OA2	20 x 0,25 gr	€ 54,60
FU67	Quadrant Universal LC capsule Incisal	20 x 0,25 gr	€ 54,60
Accessoires voor Quadrant Universal LC			
FG73	Kleurenring Quadrant Universal LC 11 kleuren	1 st	€ 17,00
FG57	Quadrant mengbakje voor eenmalig gebruik	25 st	€ 4,15



Quadrant Anterior Shine

Een lichtuithardend microhybridecomposiet voor het anterior gebied. Voor restauratieklasse III, IV en V en voor cosmetische tandheelkunde

Quadrant Anterior Shine heeft een bijzondere esthetische uitstraling dankzij de speciaal toegevoegde fluorescentiepigmenten, vergelijkbaar met de fluorescentie van natuurlijke elementen

Productkenmerken

- Bariumglastechnologie
- Hoogglans polijstbaar
- Natuurlijke fluorescentie
- Natuurlijke lichtreflectie voor een perfect kameleon effect
- Hoge elasticiteit
- Kleurstabiel door geringe wateropname
- Thixotropisch
- Kleeft niet aan instrumenten
- Kleurenring van echt composiet

Quadrant Anterior Shine bevat
geen Bisphenol A (BPA)

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FA60	Quadrant Anterior Shine capsule A1	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA61	Quadrant Anterior Shine capsule A2	20 x 0,25 gr	€ 63,75
FA62T	Quadrant Anterior Shine capsule A3	20 x 0,25 gr	€ 63,75
FA63	Quadrant Anterior Shine capsule A3.5	20 x 0,25 gr	€ 63,75
FA64	Quadrant Anterior Shine capsule A4	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA65	Quadrant Anterior Shine capsule B2	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA66	Quadrant Anterior Shine capsule B3	20 x 0,25 gr	€ 63,75
FA67	Quadrant Anterior Shine capsule C2	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA68	Quadrant Anterior Shine capsule C4	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA69	Quadrant Anterior Shine capsule D3	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA70	Quadrant Anterior Shine capsule Incisal	20 x 0,25 gr	€ 63,75
FA71	Quadrant Anterior Shine capsule OA2	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA72	Quadrant Anterior Shine capsule OA3.5	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA73	Quadrant Anterior Shine capsule Dark Shade	10 x 0,25 gr	€ 32,50
FA74	Quadrant Anterior Shine capsule Bleach	10 x 0,25 gr	€ 32,50
Accessoires voor Quadrant Anterior Shine			
FG71	Kleurenring Quadrant Anterior Shine 15 kleuren	1 st	€ 16,60
FG57	Quadrant mengbakje voor eenmalig gebruik	25 st	€ 4,15





Quadrant Flow

Vloeibare, lichtuithardende radiopake hybridecomposiet voor kleine restauraties, poets erosie en het vastzetten van esthetische spalken

- Als basis onder composietrestauraties
- Repareren van poets erosie
- Vastzetten orthodontische spalken
- Hechting van retainers en beugels
- Sealen van kleine cracks

Productkenmerken

- Bariumglastechnologie
- Kleeft niet aan instrumenten
- Radiopaak
- Vloeibare consistentie
- Compatibel met alle Bis-GMA-composieten

Quadrant Flow bevat
geen Bisphenol A (BPA)

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FD09	Quadrant Flow A2 spuit + 5 tips	1,8 gr/1 ml	€ 16,50
FD10	Quadrant Flow A3 spuit + 5 tips	1,8 gr/1 ml	€ 16,50
FD11	Quadrant Flow A3.5 spuit + 5 tips	1,8 gr/1 ml	€ 16,50
FD12	Quadrant Flow OA2 spuit + 5 tips	1,8 gr/1 ml	€ 16,50

Quadrant Total Etch

Blauwe etsgel, bevat 35% fosforzuur

Vorbereiding voor het hechten aan glazuur en dentine

Productkenmerken

- 35% fosforzuur
- Onderscheidende blauwe kleur: gemakkelijk te appliceren, goede controle
- Vormt een uitstekende basis voor de hechting aan glazuur en dentine



Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FE10	Quadrant Total Etch + 10 tips	2,5 ml	€ 13,25
FG55	Tips Quadrant Total Etch	10 st	€ 1,40

Quadrant UniBond

Lichtuithardend bondingsysteem met fluorideafgifte volgens beproefd 3-staps 'Total Etch' systeem. Afzonderlijke etsgel, primer en sealer

- Hechting van alle composietmaterialen
- Sealen van blootgelegde worteloppervlakken

Productkenmerken

- Klinisch bewezen bondingsysteem
- Zeer goede hechting aan glazuur en dentine
- Primer op basis van ethanol/water, daardoor minder techniekgevoelig
- Gevulde sealer voorkomt postoperatieve gevoeligheid
- Radiopaak
- Afgifte van fluoride

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FB10	Quadrant UniBond sealer	4 ml	€ 48,00
FB11	Quadrant UniBond primer	4 ml	€ 48,00
FE10	Quadrant Total Etch + 10 tips	2,5 ml	€ 13,25

Quadrant Uni①Bond

Primer en Sealer gecombineerd in één flacon voor directe restauraties. Lichtuithardende adhesief op basis van het 4-Meta monomeer en ethanol/water

Productkenmerken

- Bevat 4-Meta monomeer
 - uitstekende hechtcracht
 - pulpavriendelijk
- Op water/ethanolbasis
 - Minder verdamping
 - Minder techniekgevoelig

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FB30	Quadrant Uni①Bond	4 ml	€ 51,40

Quadrant Uni-SE-Bond

Quadrant Uni-SE-Bond is een lichtuithardend, zelftsend bondingsysteem (7e generatie) dat wordt gebruikt bij lichtuithardende restauratieve materialen

- Hechting van directe composietrestauraties
- Hechting van indirecte restauraties in combinatie met lichtuithardend composiet cement
- Sealing van blootliggende worteloppervlakken

Productkenmerken

- Sterke en duurzame hechting door 4-META monomeer
- Gemakkelijk en betrouwbaar
- Flesje goed schudden voor gebruik!
- Aanbrengen van één enkele laag

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FB20	Quadrant Uni-SE-Bond	4 ml	€ 58,00





Quadrant Q-Systemiser Syringes

Functioneel opbergsysteem voor composietspuiten en accessoires

Productkenmerken

- Gemaakt van transparant acryl
- 14 openingen voor composietspuiten
- Ingebouwde borsteldispenser met uniek draaisysteem. Met elke draai wordt per keer één borstel vrijgegeven; praktisch en hygiënisch
- Kan worden gereinigd in de thermodesinfector

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FG41	Quadrant Q-Systemiser Syringes, incl. 100 Quadrant Q-Brushes XL	1 st	€ 44,60

Quadrant Q-Systemiser Capsules

Functioneel opbergsysteem voor composietcapsules en accessoires

Productkenmerken

- Uniek ontwerp, door Cavex ontwikkeld naar een idee van drs. Hein de Kloet
- 16 vakjes, elk met een uitsparing voor een gebruikte capsule
- Vervaardigd van oranje acryl; uitsluiting van alle lichtinvloeden
- Wordt geleverd met stickers met kleurcode erop
- Ingebouwde borsteldispenser met uniek draaisysteem. Met elke draai wordt per keer één borstel vrijgegeven; praktisch en hygiënisch
- Kan worden gereinigd in de thermodesinfector
- Afmetingen: lengte = 33 cm, breedte = 17 cm, hoogte = 4 cm

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FG40	Quadrant Q-Systemiser Capsules, incl. 100 Quadrant Q-Brushes XL	1 st	€ 61,25

Quadrant Q-Brushes XL

Disposable applicators. Voor het aanbrengen van etsgel, bondingsystemen en desensitizers

Productkenmerken

- De Q-brush kan in verschillende standen worden gebogen
- Als de borstel is gebogen, blijft deze exact in dezelfde stand staan!
- Maat XL; direct voldoende materiaal in alle delen van de mond

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FF21	Quadrant Q-brushes XL, borstels voor eenmalig gebruik, blauw	100 st	€ 6,15

Quadrant Quast

Quast: Quadrant Anterior Shine Tool

- Een penseel om Quadrant Anterior Shine perfect te modelleren zoals bv. bij facings
- Zeer geschikt om met meerdere kleuren te modelleren zonder tussentijdse polymerisatie
- Ontwikkeld in samenwerking met tandartsen en de Nederlandse opinieleider drs. Hein de Kloet

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FF30	Quadrant Anterior Shine Tool (QUAST)	12 st	€ 32,65

Quadrant FiniSense

Desensitizer

- Verlicht pijn als gevolg van blootliggende dentine zoals gevoelige tandhalzen
- Ook onder alle soorten vulmateriaal en kronen en bruggen te gebruiken

Productkenmerken

- Werkzaam binnen 60 seconden
- Minimaal een jaar werkzaam
- Laat geen film achter op het oppervlak
- 150 behandelingen per flacon

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FS10	Quadrant FiniSense	5 ml	€ 55,35

Quadrant Accessoires

Art.-Nr.	Omschrijving	Inhoud	Adviesprijs
FF21	Quadrant Q-brushes XL	100 st	€ 6,15
FG71	Kleurenring Quadrant Anterior Shine 15 kleuren	1 st	€ 16,60
FG73	Kleurenring Quadrant Universal LC 11 kleuren	1 st	€ 17,00
FG55	Tips Total Etch	10 st	€ 1,40
FG57	Mengbakjes	25 st	€ 4,15



CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN



Het helpen van tandheelkundige professionals en patiënten kan alleen als je in oplossingen denkt. Bij Cavex denken we daarom niet alleen in losse producten maar in hoogwaardige systemen die u een totaal oplossing bieden. Uiteraard voldoen deze systemen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij zijn er dan ook trots op dat onze producten iedere dag weer, door duizenden professionals wereldwijd, worden gebruikt.



Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
The Netherlands

T +31 (0)23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl

ZY300.06